

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/activ-derma-roller-do-mezoterapii-1-0-mm-540-igiel-warto-p-14713.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ACTIV DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII 1,0 mm 540 IGIEŁ WARTO

Cena	51,51 zł
Numer katalogowy	47932642
Kod producenta	AC1818

Opis produktu

```
#user_field { background-color:#b39583; } #user_field #wrapper { margin: 0 auto; padding: 0; background-position: center top; background-repeat: repeat-x; width:600pt;} #user_field .clear {clear: both;} #user_field a:link, #user_field a:visited {text-decoration: none;color: #000;} #user_field a:active, #user_field a:hover { text-shadow: 1pt 1pt 1pt #000;color: #091b1f;} #user_field #logo { height: 49pt; width: 267pt; letter-spacing: -1pt; font-size: 20pt; float:left; font-weight:bold; text-align:left; background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_01.jpg); color:#67533f; padding: 15pt 0 0 35pt; } #user_field #loggo { height: 44pt; width:262pt; font-size:10pt; float:left; text-align:right; background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_02.jpg); color:#67533f; padding: 20pt 35pt 0 0; } #user_field #menu-wrapper { width:600pt; float:left; height:26pt; } #user_field #menu { float:left; width:auto; height:auto; } #user_field #wrapper-baner { float:left; width:530pt; height:auto; background-color:#fff; margin:0pt 35pt 0pt 35pt; } #user_field #baner { background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_09.jpg); height: 244pt; width: 600pt; font-style:italic; font-size:10pt; float:left; } #user_field #content { width:170pt; height:25pt; color:#fff; background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_10.png); font-size:9pt; text-align:center; float:left; line-height:25pt; } #user_field #content2 { width:170pt; height:25pt; color:#fff; background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_10.png); font-size:9pt; text-align:center; float:left; line-height:25pt; margin:0pt 9pt 0pt 9pt; } #user_field #content-box { width:152pt; color:#000; font-size:8pt; text-align:center; float:left; padding: 10pt 9pt 10pt 9pt; margin-bottom:7pt; min-height:90pt; } #user_field #content-box2 { width:152pt; color:#000; font-size:8pt; text-align:center; float:left; margin-bottom:7pt; min-height:90pt; margin:0pt 9pt 0pt 9pt; padding: 10pt 9pt 10pt 9pt; } #user_field #title { background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_11.png); color:#fff; font-size:20pt; line-height:30pt; text-align:center; float:left; height:28pt; width:530pt; margin:10pt 0 20pt 0; } #user_field #opis { width:90%; height:auto; font-size:8pt; color:#000; float:left; padding:10pt 5% 10pt 5%; text-align:center; } #user_field #footer { width:600pt; height:50pt; float:left; background-image: url(http://alleaukcja.net/fz201510/24_12.png); }
```

www_ifryz_pl

WYSYŁKA
PŁATNOŚĆ
KONTAKT

OPIS AUKCJI

Opis produktu:
DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII 1,0 mm 540 IGIEŁ STALOWYCH

ACTIV System Dermo - Roller
Dermo - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów

laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingów chemicznych. To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, stalowymi mikro-igielkami o długości od 0,3mm do 1,5 mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronałów na skórze. Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 540 igieł stalowych.

Długości igieł i zastosowanie :

0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, poprawa kolorytu

0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu

0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu

Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa.

0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny

1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień

1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

Derma Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanaliki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nałożeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od ,03 % do 3 % substancji. Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000 % procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nieuszkodzone.

Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylnie zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany.

Jak działa ACTIV System Dermo-Roller?

zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami
pobudza żywe warstwy skóry

prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny

każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca rozstępy, blizny

poprawia kontur twarzy

poprawia jędrność i elastyczność skóry

Skutki działania ACTIV System Dermo- Rollera:

napięcia i elastyczności

spłylenie zmarszczek

eliminacja opadających powiek i kącików ust

eliminacja skutków fotostarzenia skóry

wzmocnienie mięśni mimicznych

spłylenie zmarszczek mimicznych

rozjaśnienie plam starczych i przebarwień

pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche

pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne

spłylenie blizn potrądzikowych

peeling naskórka

oczyszczenie naskórka

zwięzienie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

Dla kogo ACTIV System Dermo-Roller?

Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny

Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery

Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała

Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry

Po zabiegu nie występują nadwrażliwość na promienie słoneczne

Brak efektów ubocznych

Warto wiedzieć !

Każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie naskórka powoduje w skórze aktywację procesów samoodnowy. Z wiekiem zdolność do samoodnowy skóry osłabia się, co widać np. po wolniej gojących się ranach. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą jej regenerację i w efekcie zwiększającą gęstość skóry.

Już po pierwszym zabiegu twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt w pełni widoczny jest po 24 godzinach. Ilość zabiegów, które trzeba wykonać dla maksymalnego efektu, jest zależna od indywidualnego stanu skóry.

Zabiegi powinno wykonywać się po znieczuleniu maścią Emla, wg odczuć klienta. Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą AHD. Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej.

Inne moje aukcje:

Moje zakończone aukcje:

.