

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/derma-roller-do-mezoterapii-0-25-mm-540-igiel-stalowych-p-3441.html>



Derma roller do mezoterapii 0,25 mm 540 igieł stalowych

Cena	16,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	113234
Kod producenta	113234
Kod EAN	5906717418846

Opis produktu

ACTIV System Dermo - Roller

Derma - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingsów chemicznych. To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to waleczek pokryty cienkimi, stalowymi mikro-igielkami o długości od 0,25mm do 2,0 mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze. Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 540 igieł stalowych.

Długości igieł i zastosowanie :

0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, poprawa kolorytu

0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu

0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu

Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa.

0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenie, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny

1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenie, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień

1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenie, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenie, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

Derma Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanałki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nałożeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od 0,03 % do 3 % substancji. Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000 % procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczyńka pozostają nieuszkodzone.

Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylizowany zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany.

Jak działa ACTIV System Dermo-Roller?

- zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami
- pobudza żywe warstwy skóry
- prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny
- każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca rozstępny, blizny
- poprawia kontur twarzy
- poprawia jędrność i elastyczność skóry

Skutki działania ACTIV System Dermo- Rollera:

- napięcia i elastyczności
- spłylenie zmarszczek
- eliminacja opadających powiek i kącików ust
- eliminacja skutków fotostarzenia skóry
- wzmocnienie mięśni mimicznych
- spłylenie zmarszczek mimicznych
- rozjaśnienie plam starczych i przebarwień
- pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche
- pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne
- spłylenie blizn potrądzikowych
- peeling naskórka

- oczyszczenie naskórka

- zwięźlenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

Dla kogo ACTIV System Dermo-Roller?

- Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny

- Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery

- Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała

- Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry

- Po zabiegu nie występuje nadwrażliwość na promienie słoneczne

- Brak efektów ubocznych

Warto wiedzieć !

Każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie naskórka powoduje w skórze aktywację procesów samoodnowy. Z wiekiem zdolność do samoodnowy skóry osłabia się, co widać np. po wolniej gojących się ranach. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą jej regenerację i w efekcie zwiększającą gęstość skóry.

Już po pierwszym zabiegu twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt w pełni widoczny jest po 24 godzinach. Ilość zabiegów, które trzeba wykonać dla maksymalnego efektu, jest zależna od indywidualnego stanu skóry.

Zabiegi powinny wykonywać się po znieczuleniu maścią Emla, wg odczuć klienta. Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą AHD. Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i higienę, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.