

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/derma-roller-do-mezoterapii-1-0-mm-540-igiel-p-25089.html>BRAK
ZDJĘCIA

DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII 1,0 mm 540 IGIEŁ

Cena	100,64 zł
Numer katalogowy	1038469509
Kod producenta	AC1818
Kod EAN	5906717417825

Opis produktu

ACTIV System Dermo - Roller Dermo - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingów chemicznych. To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, stalowymi mikro-igiełkami o długości od 0,25mm do 2,0 mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronału na skórze. Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 540 igieł stalowych. Długości igieł i zastosowanie : 0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, poprawa kolorytu 0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu 0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa. 0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny 1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień 1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień 2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień Dermo Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanaliki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nałożeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od ,03 % do 3 % substancji. Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000 % procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nieuszkodzone. Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylnie zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany. Jak działa ACTIV System Dermo-Roller? zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami pobudza żywe warstwy skóry prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca rozstępy, blizny poprawia kontur twarzy poprawia jędrność i elastyczność skóry Skutki działania ACTIV System Dermo- Rollera: napięcia i elastyczności spłyca zmarszczki eliminacja opadających powiek i kącików ust eliminacja skutków fotostarzenia skóry wzmocnienie mięśni mimicznych spłyca zmarszczki mimicznych rozjaśnienie plam starczych i przebarwień pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne spłyca blizny potrądzikowych peeling naskórka oczyszczenie naskórka zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych Dla kogo ACTIV System Dermo-Roller? Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry Po zabiegu nie występują nadwrażliwość na promienie słoneczne Brak efektów ubocznych Warto wiedzieć ! Każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie naskórka powoduje w skórze aktywację procesów samoodnowy. Z wiekiem zdolność do samoodnowy skóry osłabia się, co widać np. po wolniej gojących się ranach. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą jej regenerację i w efekcie zwiększającą gęstość skóry. Już po pierwszym zabiegu twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt w pełni widoczny jest po 24 godzinach. Ilość zabiegów, które trzeba wykonać dla maksymalnego efektu, jest zależna od indywidualnego stanu skóry. Zabiegi powinno wykonywać się po znieczuleniu maścią Emla, wg odczuć klienta. Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą AHD. Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej. Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i higienę, prawo do odstąpienia od

umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stan: Nowy