

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/mns-roller-bs-m1cr2-02mm-p-49217.html>**BRAK  
ZDJĘCIA**

## MNS Roller BS-M1CR2 0.2mm !

Cena	<b>124,43 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038516225</b>
Kod producenta	<b>BC-M1-CR2</b>

### Opis produktu

Profesjonalne wyposażenie salonów urody nareszcie można zabrać ze sobą do domu! Urządzenie do mezoterpii MNS Roller 1.0mm BS-M1CR10 to niewielkich rozmiarów profesjonalne urządzenie kosmetyczne, które zapewni znakomite efekty. Wysoka jakość wykonania oraz dwuletnia gwarancja gwarantuje komfortową eksploatację. Sprawdź, co potrafi oryginalny MNS Roller 1.0mm BS-M1CR10: MNS Roller to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterpii, również w warunkach domowych. Czym jest Mezoterapia i dlaczego MNS Roller? Za pomocą tradycyjnej metody odżywiania skóry można przenikać tylko w głąb wierzchniej warstwy naskórka. Ze względu na niską efektywność (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nową metodę: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetrację skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje się miła w dotyku i odżywiona. Mezoterapia stymuluje skórę do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i włókna w ok 8%, co można porównać do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczenia objawów starzenia. Zabieg mezoterpii za pomocą nakłuć strzykawką lub drogim Inject Gunem można wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych. Zastosowanie MNS Rollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterpii także samemu w domu. MNS Roller, dzięki 192 igłom wykonanym z chirurgicznej stali łatwo aplikuje nałożony na skórę kosmetyk. Igły te regularnie przesuwają się po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana. Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów. Każdy egzemplarz MNS Roller jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza MNS Rollera może używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, żółtaczki lub innych. MNS Roller jest dostępny w 5 wersjach różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele mają igły o długości 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm