Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 16:57

Link do produktu: https://hurtpro.eu/lipo-laser-redlipo-p-42766.html



# .Lipo Laser REDLIPO .

| | |
|---|---|
| Cena | **13 820,33 zł** |
| Numer katalogowy | **1038480625** |
| Kod producenta | **CM00000041** |

## Opis produktu

Urządzenie Lipo Laser emituje światło o długości 650 nm. Jest to tzw. zimny laser. Wiązka świetlna przenika głęboko w warstwy skóry i kieruje się dalej na komórki tłuszczowe, w których, pod je wpływem,dochodzi do naturalnej reakcji chemicznej. Trójglicerydy rozpadają się na kwasy tłuszczowe oraz glicerol. Kwasy zwane metabolitami następnie transportowane są przez układ limfatyczny i zamieniane w energię.

Laser działa jedynie na komórki tłuszczowe. Nie uszkadza sąsiednich tkanek i naczyń krwionośnych. Urządzenie nie niszczy błony komórek tłuszczowych, a jedynie redukuje w znaczny i kontrolowany sposób ich zawartość oraz objętość. W pewien sposób, otrzymywanie efektów tego typu zabiegu można porównać z wysuszaniem winogron, które zamieniają się w rodzynki. Rezultaty zabiegu Lipo Laserem firmy Cosmed24 są widoczne już po pierwszym zabiegu w postaci utraty centymetrów w lub na obszarze zabiegowym.

### ZALETY URZĄDZENIA LIPO LASER:

Ogromną zaletą urządzenia jest to, że można nim przeprowadzać zabiegi wszędzie, gdzie widoczny jest nadmiar tkanki tłuszczowej, której zredukowanie w konwencjonalny sposób (dieta, ćwiczenia aerobik) jest znacznie trudniejsze lub całkowicie bezowocne. Urządzenie Cosmed24 – Lipo Laser pozwala na dowolne modelowanie sylwetki zarówno damskiej jak i męskiej. W przypadku mężczyzn, urządzenie doskonale sprawdza się w zabiegach wyszczuplających na takie obszary jak brzuch, ramiona, nogi, plecy czy podbródek.

### Lipo Laser REDLIPO w małej obudowie z 6″ wyświetlaczem LCD dotykowym z 6 głowicami 650 nm

Zimny Laser dostępny jest również w dużej obudowie stojącej z 6″ wyświetlaczem dotykowym z 12 głowicami 650nm, a także w wersji walizkowej:

### PROCEDURA ZABIEGOWA:

Standardowy zabieg laserem trwa około 20 min, natomiast efekty są zauważalne już po pierwszej wizycie i wraz z kolejnymi stają się jeszcze bardziej widoczne. Jednakże, jeden zabieg nie wystarczy aby otrzymać w pełni satysfakcjonujący i trwały rezultat. Dlatego, zaleca się przeprowadzenie serii w postaci około 8zabiegów. Ilość zabiegów jest zależna od grubości tkanki tłuszczowej. Najlepsze efekty uzyskuje się wykonując 1 zabieg 2 razy w tygodniu.

### ZALECANE CZYNNOŚCI:

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, w trakcie kuracji zaleca się zwiększenie aktywności fizycznej oraz odpowiednio dostosowaną dietę redukcyjną. Zalec się również spożywanie większej ilości płynów jak np. niegazowane wody mineralne.

### DANE TECHNICZNE:

Moc pobierania: 240V, 60Hz

Maksymalny pobór prądu : 230W

Bezpieczniki: 5A Ceramic timed

Klasyfikacja – Electrical Class 1, Type B applied part

Długość fali lasera diodowego: 650nm 6-GŁOWIC lub 12- GŁOWIC

Energia wyjściowa : Mix 48 x 100mW (różne głowice) ; Max 48 x100mW (wszystkie głowice razem)(total 4,8W)

System chłodzenia: chłodzenie powietrzem