Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:13

Link do produktu: https://hurtpro.eu/pianka-do-dezynfekcji-narzedzi-viruton-pre-1l-p-43784.html



Pianka do dezynfekcji narzędzi VIRUTON PRE 1L

Cena	**107,35 zł**
Numer katalogowy	**1038543148**
Kod producenta	**CNCE 2274**
Kod EAN	**5907626633443**

Opis produktu

Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych.

Cechy produktu:

- - Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio.
- - Do dezynfekcji narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji.
- - Zalecany do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów chirurgicznych, pojemników i kontenerów na narzędzia.
- - Zawiera inhibitory korozji.
- - Wysoka tolerancja materiałowa.
- - Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach organicznych.
- - Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów.
- - Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- - Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- - Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne.
- - Ekonomiczny w użyciu.
- - Zapobiega zasychaniu

Sposób użycia:

Narzędzia bezpośrednio po użyciu ułożyć w naczyniu i dokładnie spryskać nierozcieńczonym preparatem. Starannie pokryć pianą wszystkie elementy. Po określonym czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki i wypłukać w wodzie. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je szczoteczką, a dezynfekowany wyrób ponownie spryskać preparatem. Po opłukaniu pod bieżącą wodą narzędzia poddać dezynfekcji manualnej lub maszynowej. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Podczas pracy nosić rękawice ochronne. Nie może być stosowany do narzędzi z miedzi, mosiądzu i cynku. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:

100 g zawiera:
0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina,
0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo] – .omega.-hydroksy-,propanian (sól).

Opakowanie:
butelka 1 l ze spryskiwaczem DUO

Zastosowanie:

Viruton® Pre zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, dzięki czemu idealnie sprawdza się do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji. Posiada przyjemny zapach. Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii

surfaktantów i technologii nanomiceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.