Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:31

Link do produktu: https://hurtpro.eu/pianka-do-dezynfekcji-velox-foam-extra-1l-p-43378.html



Pianka do dezynfekcji VELOX FOAM EXTRA 1L

Cena	**70,18 zł**
Numer katalogowy	**1038542804**
Kod producenta	**CNSSE-GOT-ML788**
Kod EAN	**5907626633405**

Opis produktu

Gotowy do użycia bezalkoholowy preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.

Cechy produktu:

- - Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp i głowic USG z akrylu, ekranów, okularów ochronnych, obić siedzisk, unitu stomatologicznego wycisków stomatologicznych
- - Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- - Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe – opinia Famed
- - Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy
- - Gotowy do użycia do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- - Nie zawiera alkoholu

Sposób użycia:

Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:

100 g zawiera:
0,02 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina
0,02 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

Opakowanie: butelka 1 L ze spryskiwaczem

Zastosowanie:

Velox® Foam Prim zalecany jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowany na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp.
Nie zawiera aldehydów i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny zapach.