

Link do produktu: [https://hurtpro.eu/100x-mask-a-ochronna-**kn95-ffp2-certyfikat-ce-p-21915.html**](https://hurtpro.eu/100x-mask-a-ochronna-kn95-ffp2-certyfikat-ce-p-21915.html)

100x Maska ochronna KN95 FFP2 certyfikat CE

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSIP-KN95X100
Kod producenta	BSIP-KN95X100

Opis produktu

KOMPLET 100szt Maseczek ochronnych !Czterowarstwowa maseczka ochronna filtrująca w kategorii FFP2Maska spełniająca normę EN149:2001+A1:2009 co zapewnia bardzo wysoką wydajnością filtracji > 95% Te maseczki z powodzeniem używane są przez personel medyczny w warunkach dużego zagrożenia infekcjąMaska dzięki specjalnemu połączeniu atestowanych materiałów sprawia, że jest przyjazna dla skóry i jednocześnie zapewnia wysoki komfort oddychania.Maska dopasowuje się do kształtu twarzy i jest bardzo wygodna w noszeniu."Nie poci się". Nie uciska uszu nawet przy dłuższym noszeniu.Produkt rozmiarowo uniwersalny (dla osób dorosłych oraz starszych dzieci).SPECYFIKACJA:Typ: maseczka do ochrony osobistej twarzyKlasyfikacja: filtrująca typ FFP2Certyfikaty i normy: CE, EN149:2001+A1:2009 - zgodność ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia.Podstawowe cechy produktu:Pełna ochrona ust i nosaBardzo wygodna w noszeniuHypoalergicznaWielokrotnego użytkuWszyta blaszka usztywniająca nosekKolor: biały (jak na zdjęciu)Rozmiar: uniwersalny, unisexPakowane w woreczki foliowe. Sposoby dezynfekcji masek ochronnych:- umieścić maskę w piekarniku nagrzanym do 70 stopni z włączonym termoobiegiem na 30 minut; zaleca się położyć maskę w naczyniu żaroodpornym lub na folii aluminiowej;- wystawić maskę na działanie pary wodnej z gotującej się wody na czas nie dłuższy niż 10 minut;- włożyć maskę do słoika i gotować w garnku z wodą przez 10-20 minut.Uwaga:Moczenie maski w wysokoprocentowym alkoholu lub dezynfekcja produktami na bazie chloru obniża zdolność filtracji, przez co maska może nie spełniać swojej funkcji.Nie poleca się również dezynfekowania maski w mikrofalówce, ponieważ niektóre materiały, z których wykonana jest maska, mogą ulec zniszczeniu.*maseczka może się delikatnie różnić od prezentowanej na zdjęciu.