

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/3w1-mikrodermabrazja-hot-coldsono-br-1891-rozowy-p-21949.html>BRAK
ZDJĘCIA

3w1 Mikrodermabrazja+ Hot Cold+Sono BR-1891 Różowy

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 828,75 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | BSBR-1891/PINK |
| Kod producenta | BSBR-1891/PINK |
| Kod EAN | 0308137224048 |

Opis produktu

Kombajn kosmetyczny 3w1 BR-1891 to specjalistyczny sprzęt dla salonów SPA i gabinetów medycyny estetycznej, który wykonuje aż 3 zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne, oraz terapeutyczne. Trzy podstawowe funkcje które w każdym salonie kosmetycznym są bazą działalności!. Urządzenia kosmetyczne dla salonów muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, Kombajn kosmetyczny 3w1 BR-1891 gwarantuje Twoim Klientom 100% komfort oraz wysoką skuteczność zabiegów. Funkcje: Mikrodermabrazja diamentowa, w zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna gładka do masażu, Ultradźwięki / ultrasonoforeza, Hot&Cold, Technikę dermabrazji mikrokryształicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokryształicznej doskonalono w Europie. Znane są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnane efekty są bardzo zadowalające. Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokryształicznej. Dermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć zżuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry. Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokryształicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna. Funkcja ultradźwiękowa. Wykorzystanie wibracji ultradźwiękowych o częstotliwości miliona drgań na sekundę (1 MHz). Fala ultradźwiękowa stymuluje tkankę i poprawia przenikalność błon dla kolagenu, wygładzając zmarszczki, eliminując linie i ujędrniając skórę, co nadaje jej młodszy i zdrowszy wygląd. Ultradźwięki wytwarzają ciepło pochodzące z tarcia, które poprawia cyrkulację krwi, odpręża mięśnie i pomaga rozbijać cellulit, usuwając nadmiar tłuszczu. Urządzenie z 2 sondami umożliwia bezinwazyjny lifting, wygładza i wzmacnia skórę przy użyciu wibracji ultradźwiękowych. Hot-Cold, czyli głowica Ciepło-Zimno Głowicę rozgrzewającą stosuje się przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i przyspieszenia wchłaniania się substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory. Dane techniczne: Moc pompy: 65cmHg Częstotliwość ultradźwięków: 1MHz Zasilanie: 220V Pobór mocy: 48W Waga: 6,5kg Wymiary urządzenia: 38x29x13cm, Wymiary opakowania: 51x35x20cm,