

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/3w1-mikrodermabrazja-spray-vacum-bn-108-p-9668.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## 3w1 Mikrodermabrazja + Spray + Vacuum BN-108

Cena	<b>559,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBN-108</b>
Kod producenta	<b>BSBN-108</b>
Kod EAN	<b>0308137223522</b>

### Opis produktu

Urządzenie kosmetyczne Mikrodermabrazja Diamentowa 3w1 BN-108 to najnowsze na rynku aparat wykonujący trzy cieszące się wielkim powodzeniem na rynku zabiegi: mikrodermabrazję diamentową oraz vacuum i spray. Technika w dziedzinie kosmetyki nieustannie się rozwija, dlatego nie można zostać w tyle. Proponowany przez Beauty System sprzęt kosmetyczny Mikrodermabrazja Diamentowa 3w1 BN-108 pozwoli Ci dotrzymać kroku innowacjom oraz oferować klientom najlepsze usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne. Zabieg mikrodermabrazji diamentowej wykonywany przez aparat BN-108 to gwarancja perfekcyjnych efektów. Niewielki kształt, elegancki desing doskonale będą komponowały się w Twoim salonie. Oto szczegóły: Funkcje: Mikrodermabrazja diamentowa - w zestawie 2 pióra, 9 końcówek diamentowych, w tym jedna masująca, Spray, Vacuum. Technika dermabrazji mikrokrystalicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokrystalicznej doskonalono w Europie. Znanie są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnięte efekty są bardzo zadowalające. Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokrystalicznej. Dermabrazja diamentowa, to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć złuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry. Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej, w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokrystalicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna. Vacuum - Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczeniu skóry. Spray - Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne ( np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku. Dane techniczne: Moc pompy: 58cmHg Zasilanie: 220V Waga: 3kg Wymiary urządzenia: -szerokość 20cm, -głębokość 20cm, -wysokość 20cm, Wymiary opakowania: 29x24x26cm