



BASIC 2w1 Mikrodermabrazja + Kawitacja

Cena	3 130,27 zł
Numer katalogowy	1038542883
Kod producenta	CNNV-902
Kod EAN	5907589351217

Opis produktu

Mikrodermabrazja

Urządzenie do przeprowadzania zabiegu mechanicznego złuszczenia zrogowaciałego naskórka. Zabieg bezbolesny, skutecznie oczyszcza skórę oraz wspomaga regenerację. Idealny zabieg by uzyskać gładką i promienną skórę w szybki sposób. Mikrodermabrazja jest bardzo popularnym zabiegiem często wybieranym w gabinetach. Dlatego urządzenie do mikrodermabrazji cieszą się doskonałym powodzeniem. Mikrodermabrazja diamentowa służy do nieinwazyjnego złuszczenia naskórka z martwych komórek oraz zanieczyszczeń. Następuje regeneracja skóry, odżywienie i oczyszczenie. Stosowana jest do usuwania niedoskonałości, zmarszczek oraz przebarwień skóry. Po takim złuszczeniu naskórka substancje odżywcze lepiej przenikają w głąb skóry, dzięki czemu skóra jest nawilżona. Pomaga uzupełnić składniki odżywcze, przywrócić aktywność komórek, procesy odnowy i regeneracji.

Peeling kawitacyjny

Peeling kawitacyjny stosowany jest do oczyszczania skóry z zanieczyszczeń, poprawia mikro-ciążenie za pomocą technologii ultradźwiękowej. Jest doskonałą alternatywą dla manualnego oczyszczania. Urządzenie można stosować, jako samodzielny zabieg lub jako dodatek do pełniejszych zabiegów kosmetycznych. Urządzenie stosuje prąd do wytwarzania drgań o częstotliwości 28000 razy na sekundę. Wytwarzane drgania pozwalają na oczyszczenie porów skóry z zanieczyszczeń, gdzie nie dotrzemy przy myciu twarzy. Peeling kawitacyjny jest doskonałym urządzeniem do pielęgnacji skóry, stosuje prąd do wytwarzania drgań o częstotliwości 28000 razy na sekundę. Wytwarzane drgania pozwalają na oczyszczenie porów skóry z zanieczyszczeń, gdzie nie dotrzemy przy myciu twarzy. Doskonały przy leczeniu zmarszczek, trądziku, przebarwień oraz oczyszczaniu skóry z martwego naskórka i zanieczyszczeń.

Peeling kawitacyjny

Do oczyszczania skóry z martwych komórek i zanieczyszczeń. Poprawa mikro-ciążenia, dotlenienie i odżywienie skóry. Przeciwwskazania: przerwana ciągłość skóry, ciąża, uczulenie na prąd, rozrusznik serca, metalowe implanty, nowotwory oraz gorączka.

Sposób użycia: Zabieg mikrodermabrazji możemy wykonać na twarzy lub na ciele.

Oczyszczamy twarz klienta, następnie włączamy aparat, odpowiednią głowicę nakręcamy do dyszy zakończonej wężykiem, który jest podłączony do urządzenia. Uprzednio pod głowicę zakładamy filtr. Głowicę wybieramy o odpowiedniej gradacji do efektu uzyskanego zabiegu. Ustawiamy siłę ciśnienia zasysając dysze palcem. Następnie przystawiamy dyszę do części ciała klienta i zaczynamy zabieg przesuwając głowicą po skórze. Czas trwania zabiegu około 15- 20 minut. Zabieg wykonujemy co 7 -10 dni. W serii do 6 zabiegów.

Peeling kawitacyjny:

Włączamy aparat, ustawiamy czas około 15 minut. Skórę przecieramy wilgotnym wacikiem nasączonym tonikiem. Szpatułkę nachylamy pod kątem 45 stopni do skóry, po czym delikatnie, nie dociskając przesuwamy po skórze za zwilżonym wacikiem. Intensywność dobieramy do odczuć klienta. Klient może czuć delikatne pizczenie w uszach lub też metaliczny posmak w ustach.