

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/beauty-system-kombajn-kosmetyczny-10-funkcji-br-8800d-p-33604.html>



BEAUTY SYSTEM Kombajn kosmetyczny 10 funkcji BR-8800D

Cena

4 633,06 zł

Numer katalogowy

1038462830

Opis produktu

Co powiesz na nowoczesny kombajn kosmetyczny, który uzupełni ofertę Twojego salonu aż o 10 specjalistycznych zabiegów. Urządzenie dla gabinetów kosmetycznych BR-8800D jest wyposażone w doskonałą lampę z lupą, która umożliwi precyzyjne wykonywanie zabiegów. Nowoczesny sprzęt do salonów charakteryzują znakomite parametry techniczne, certyfikat medyczny Ce oraz co najmniej dwuletnia gwarancja – wszystkie te kryteria spełnia kombajn kosmetyczny 10w1 BR-8800D.

Funkcje:

- Vacuum,
- High-Frequency - elektroterapia,
- Brush,
- Spray,
- Ultradźwięki - ultrasonoforeza,
- Galwan,
- Wapozon z ozonem – nawilżacz,
- Lampa z lupą,
- Lampa Wooda,
- Głowica HOT-COLD,

1. Vacuum:

Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry.

2. High-Frequency - elektroterapia:

Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

3. Brush:

Umożliwia perfekcyjny masaż skóry oraz wspomaga peeling w dowolnym miejscu ciała. Przez możliwość stosowania wymiennych, różnorodnych nasadek daje nieocenione wsparcie w zabiegach kosmetycznych, zwiększając intensywność oddziaływania substancji czynnych zawartych w kosmetykach jak i przyspieszając ich działanie. Wzrasta przez to skuteczność zabiegu i skraca się wydatnie jego wykonanie.

4. Spray:

Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne (np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku.

5. Ultradźwięki - ultrasonoforeza:

Wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwoból, odmrożeń. Umożliwia wtłaczanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących i dotleniających.

6. Galwan:

Służy do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mięśni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta się z pozytywnego oddziaływania prądu galwanicznego na organizm ludzki.

7. Wapozon z ozonem – nawilżacz:

Nawilża skórę za pomocą pary, zmiękcza skórę, otwiera pory, rozluźnia mięśnie twarzy co ułatwia zabieg oczyszczania oraz przygotowuje skórę do dalszych zabiegów. Umożliwia stosowania aromaterapii oraz ziołoterapii.

8. Lampa z lupą:

Łatwa do przesuwania i ustawienia lampa powiększająca, posiada wysokiej jakości refrakcyjne szkło powiększające oraz wbudowany system oświetlający, które pozwalają na optymalne diagnozowanie skóry. Głowica lampy umieszczona jest na wysięgniku, ułatwiającym jej ustawienie na określoną odległość i wysokość. Ułatwia pracę podczas zabiegów kosmetycznych.

9. Lampa Wooda:

Specjalna lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe, dająca możliwość dokładnego obejrzenia skóry. W zależności od rodzaju cery oraz schorzeń na skórze oświetlonej lampą Wooda wystąpią różnobarwne odbicia.

10. Głowica HOT-COLD:

Głowica rozgrzewająca stosowana przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220V

Waga: 30kg

Wymiary urządzenia: 150x40x35

Wymiary opakowania: 97x64x48

Okres gwarancji: 2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stan: Nowy