

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/chione-ice-peellift-kriopeeling-i-kriolifting-tanio-ss-p-60755.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CHIONE ICE PEEL&LIFT Kriopeeling i Kriolifting Tanio! SS!

Cena	67 592,29 zł
Numer katalogowy	1038517358

Opis produktu

CHIONE ICE PEEL&LIFT Kriopeeling i Kriolifting

Przewaga nad standardowymi urządzeniami do krioterapii:

- Kraj produkcji: Francja
- Urządzenie medyczne, certyfikat ISO 9001:2015-ISO 13485:2016, CE 93/42/CEE
- ciśnienie wyjściowe – 5 Bar (jedyne urządzenie które daje możliwość wykonania zimnego drenażu limfatycznego)
- skoncentrowany wyrzut co2, pozwala na wykonanie dokładnych procedur (bardzo istotne w przypadku zabiegów na twarz (system FOCUSFREEZ).
- urządzenie posiada wbudowany, zdalny czujnik laserowy, wskazujący aktualną temperaturę ciała (system LASERPROTECT).
- Elektroniczny wskaźnik poziomu gazu w butli CO2.

Fizjologia:

Krioterapia wykorzystuje naturalne procesy obronne organizmu na oddziaływanie niskich temperatur. W pierwszym etapie poprzez przyłożenie zimna dochodzi do zwężenia naczyń krwionośnych, czego efektem jest chwilowe zmniejszenie przepływu krwi. W drugim etapie naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu. Organizm stara się wyrównać utraconą temperaturę – jest to proces obronny.

Zastosowanie:

- Kosmetologia (ICE LIFTING nieinwazyjny lifting, krio-peeling, zabiegi na cellulit)
- Medycyna estetyczna (znieczulenie przez zabiegami iniekcyjnymi)
- Chirurgia plastyczna (przyspieszenie okresu rekonwalescencji, zmniejszenie obrzęków)
- Fizjoterapia (szerokie zastosowanie w rehabilitacji narządu ruchu)

ICE LIFTING (THERMAL SHOCK)

Wskazania:

- dehydratacja
- niska aktywność fibroblastów
- słabe mikrokrążenie skórne

Efekty:

- obkurczenie włókien kolagenowych
- zwiększenie wydzielania kolagenu
- skóra staje się bardziej napięta, gęstsza i jędrna.

Przed: zdjęcie poglądowe nr 2

Po: zdjęcie poglądowe nr 3

Lekarz wykonujący Dr Andria Marohasi - Morpho Medicine - Esthetics and Antiaging - Marsylia, Francja.

Podczas zabiegu Ice lifting skóra zostaje gwałtownie schłodzona poprzez strumień dwutlenku węgla o temperaturze -78 Stopni Celsjusza. Następuje przyspieszenie mikro-krażenia poprzez nagłe zwężenie a następnie rozszerzenie naczyń krwionośnych. Efektem jest usunięcie toksyn ze skóry.

Przyspieszenie mikrokrażenia krwi wspomaga dotlenienie komórek skóry, produkcję kolagenu oraz oczyszczenie skóry.

Zabiegi na cellulit

Kriolifting jest najnowocześniejszym zabiegiem niwelującym cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej oraz zwiększającym elastyczność skóry.

Główną przyczyną Cellulitu (Panikulopatii obrzękowo, zwłóknieniowo, stwardnieniowej) jest dysfunkcja mikrokrażenia w obszarze tkanki podskórnej. Jako jeden z nielicznych zabiegów - Kriolifting działa na przyczynę cellulitu - czyli zaburzenie mikrokrażenia w tkance podskórnej. Dwutlenek węgla wychodzący z dyszy zabiegowej o temperaturze -78 Stopni Celsjusza powoduje natychmiastowe schłodzenie powierzchni zabiegowej, polepszenie mikrokrażenia w tkance podskórnej, przyspieszenie metabolizmu, spalanie komórek tłuszczowych oraz zwiększenie napływu krwi do mięśni. Efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu. Kriolifting doskonale łączy się z elektrostymulacją, falami radiowymi lub liposukcją ultradźwiękową.

Wskazania:

- wiotka skóra na brzuchu, pośladkach i kończynach dolnych,
- utrata jędrności biustu,
- cellulit,
- nadmiar tkanki tłuszczowej,
- płytkie blizny i rozstępy,
- obniżony tonus mięśniowy,
- niejednolity koloryt skóry.

Krioterapia jako znieczulenie:

Zimne powietrze zmniejsza dolegliwości bólowe podczas wielu zabiegów estetycznych (Ipl, lasera diodowego, Q-Switched, Lasera CO2. Ze względu na brak kontaktu głowicy z ciałem, może być podawane przed, w trakcie i po zabiegu. Krioterapię miejscową można stosować również jako skuteczne znieczulenie przed iniekcjami.

Chirurgia plastyczna (przyspieszenie okresu rekonwalescencji, zmniejszenie obrzęków)

Badania kliniczne:

Klinika Chirurgii Plastycznej oraz Rekonstrukcyjnej Maxillo - Faciale, Francja

Dr. G.Blocher (Chirurg plastyczny)

Weil Bollack (Fizjoterapeuta)