

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/cool-meso-fractional-rf-kriomezoterapia-krioterapia-i-rf-frakcyjny-venus-beauty-p-18074.html>



## COOL MESO FRACTIONAL RF – KRIOMEZOTERAPIA, KRIOTERAPIA I RF FRAKCYJNY Venus Beauty

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>57 857,80 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>48101679</b>     |

### Opis produktu

#### COOL MESO FRACTIONAL RF – KRIOMEZOTERAPIA, KRIOTERAPIA I RF FRAKCYJNY

Prezentujemy Państwu nowość na polskim rynku – urządzenie COOL MESO FRACTIONAL RF, wyposażone w trzy innowacyjne funkcje zabiegowe.

Aparat został wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD oraz 3 głowice zabiegowe.

#### KRIOMEZOTERAPIA (KRIOTERAPIA+ELEKTROPORACJA)

-5 Stopni Celsjusza

Kriomezoterapia jest metodą łączącą w sobie korzystne działanie krioterapii oraz mezoterapii elektroporacyjnej. Obecnie jest najnowocześniejszą, nieinwazyjną metodą wtłaczania substancji w głąb skóry. Elektroporacja działa bezpośrednio na skórę, zwiększając jej penetrację. W trakcie elektro-impulsów w tkankach powstają otwory w błonie lipidowej i dzięki temu cząsteczki hydrofilowe mogą przenikać do wnętrza komórek. Otwory w błonie tworzą się w ciągu kilku sekund do kilku minut w zależności od długości elektroimpulsu. Krioterapia w sposób wysoce skuteczny utrzymuje na dłużej otwarte kanały hydrofilowe – co w efekcie zmniejsza ilość utlenienia podawanego serum.

#### KRIOTERAPIA

-5 Stopni Celsjusza

Urządzenie wykorzystuje temperaturę -5 stopni Celsjusza do schłodzenia tkanek.

Efektem jest chwilowe zwężenie naczyń krwionośnych, następnie rozszerzenie ich i przyspieszenie metabolizmu. Zabieg w szybki i bezpieczny sposób ujędrnia ciało i twarz poprzez zwiększenie tonusu mięśniowego. Zmniejsza płytkie i głębokie zmarszczki poprzez lepsze odżywienie skóry oraz zwiększenie mikrocyrkulacji.

Krioterapia jest jednym z nielicznych zabiegów działającym na przyczynę cellulitu – czyli zaburzenie mikrokrążenia w tkance podskórnej.

Działanie zimnem wywołuje gimnastykę naczyń poskórnych – w efekcie cellulit staje się mniej widoczny. Dodatkowe oddziaływanie zimna powoduje wymrażanie i obumaranie lipidów, a następnie ich usuwanie z organizmu poprzez układ limfatyczny.

#### Wskazania:

- utrata jędrności skóry,
- głębokie zmarszczki na czole,
- opuchlizna lub worki pod oczami,
- opadające policzki tzw „chomiki”,
- profilaktyka wiotkości skóry w wieku 35+, a także podczas odchudzania,
- gimnastyka naczyń krwionośnych,
- nierówności i niejednolity kolor skóry.

#### FALE RADIOWE FRAKCYJNE

Urządzenie emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej która działa w obrębie skóry pobudzając fibroblasty do odbudowy włókien kolagenowych.

Fale Radiowe docierają do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w

organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala bipolarna emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka.

Fale Radiowe Frakcyjne ujędrniają i zagęszczają skórę odwracając skutki starzenia się. Pierwsze efekty widoczne są już po około 3-5 tygodniach użytkowania. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza.

#### **Działanie fal radiowych:**

- ujędrnianie skóry,
- spłykanie zmarszczek,
- Likwidacja obrzęków oraz cienie pod oczami,
- poprawa owalu twarzy,
- pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- ujędrnianie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała.

#### **Zestaw zawiera:**

- urządzenie główne,
- głowicę do kriomezoterapii,
- głowicę do krioterapii,
- głowicę do fal radiowych frakcyjnych,
- elektrodę bierną,
- kabel zasilający,
- pojemnik do wlewania wody,
- wąż do wlewania wody,
- uchwyt na akcesoria,
- instrukcję obsługi,
- gwarancję,
- bezpłatne szkolenie i dowóz.**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Wyświetlacz                                      | LCD, 5,6 cala       |
| Napięcie                                         | 220-230V            |
| Częstotliwość                                    | 50-60Hz             |
| ś                                                | ć                   |
| Częstotliwość                                    | 1000Hz              |
| ś                                                | ć RF                |
| Minimalna temperatura chłodzenia kriomezoterapii | -5 Stopni Celsjusza |
| Minimalna temperatura chłodzenia krioterapii     | -5 Stopni Celsjusza |