

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/elektrostymulacja-5w1-z-podczerwienia-ir-tanio-ss-p-60644.html>



Elektrostymulacja 5w1 z podczerwienią IR Tanio! SS!

Cena

6 405,01 zł

Numer katalogowy

1038515868

Opis produktu

Urządzenie Elektrostymulacja z podczerwienią IR wyposażona w elektrody labilne

(ruchome, przemieszczane podczas zabiegu przez kosmetyczkę) - nowość na rynku.

Elektrostymulacja stymuluje pracę mięśni i rozbija tkankę tłuszczową za pomocą prądu przepływającego przez elektrody umieszczone w odpowiednich punktach ciała. Za pomocą przyjemnych, delikatnych, lecz głębokich impulsów elektrycznych urządzenie stymuluje kompleksowo tkanki powierzchniowe i wnika w głąb skóry.

Podczas zabiegu następuje pobudzenie przemiany materii i krążenia krwi i limfy, wzrasta jędrność i elastyczność skóry. Regularne stosowanie urządzenia pomaga usuwać toksyny z organizmu, zmniejsza tkankę tłuszczową, poprawia metabolizm oraz równowagę wydzielania hormonów żeńskich i rozwój piersi. Prąd pobudza mięśnie do rytmicznych skurczów porównywalnych z tymi, jakie pojawiają się podczas ćwiczeń fizycznych by je wzmocnić, i jednocześnie pozbyć się zmęczenia i zmniejszyć napięcie nerwowe. Optymalne wyszczuplanie uzyskuje się wykorzystując elektrostymulację 4 razy w tygodniu, aczkolwiek zawsze liczba zabiegów podobnie jak natężenie dobierane są indywidualnie.

Elektrostymulacja wzmacnia mięśnie oraz przyspiesza katabolizm tkanki tłuszczowej. 45 minutowa elektrostymulacja odpowiada 2- 3 godzinnemu wysiłkowi fizycznemu. Efektem przemiany tkanki tłuszczowej w mięśniową jest widoczna utrata centymetrów. W trakcie zabiegu ważne jest aby doprowadzić do efektywnego skurczu jednostki poddawanej zabiegowi. Efektywny skurcz to skurcz widoczny. Elektrostymulacja mięśni to zabieg elektrolecniczy, zwany także elektrogimnastyką mający na celu wywołanie reakcji motorycznej mięśnia lub grupy mięśni. Fale kierunkowe sprawiają, że włókna mięśni wykonują izotoniczne ruchy, stymulowane mięśnie pobierają energię z okolicznych tkanek, spalając tym samym tkankę tłuszczową. Nawet przy bardzo intensywnych ćwiczeniach tkanka tłuszczowa spalana jest dopiero po ok. 20 minutach wysiłku, nasz fitness za pomocą elektrostymulacji trwa 45 minut. Mięśnie pobudzone do skurczu przez mikroprądy (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu) mogą wykonać do 1200 ruchów na godzinę, co jest równoznaczne z 6-8 godzinnym wysiłkiem fizycznym, elektrostymulacja nie powoduje nadmiernego rozrostu mięśni. Nawet podczas ruchliwego sportu wiele mięśni nie jest stymulowanych, elektroniczna stymulacja mięśni może być pożyteczna dla różnych, wybranych grup mięśni takich jak brzucha, ud, rąk, które znacznie się męczą podczas tradycyjnych ćwiczeń.

Zabiegi elektrostymulacji są bardzo przyjemne a odczucia przypominają rodzaj mrowienia, ściągania, świdrowania mięśni. Już pierwsze zabiegi powodują widoczne zmiany kształtu figury (bardziej płaski brzuch, podniesione pośladki), polepszenie samopoczucia i nastroju.

Działanie elektrostymulacji:

- wzmacnia mięśnie,
- polepsza wygląd skóry,
- zmniejsza objętość ciała,
- redukuje cellulit,
- stymuluje rozkład tłuszczu,
- wzmaga produkcję kolagenu,
- pobudza cyrkulację krwi i limfy,
- polepsza metabolizm,
- stymuluje wydalanie toksyn,
- łagodzi ból, napięcie.

Działanie podczerwieni IR:

- modelowanie sylwetki,
- wyszczuplanie całego ciała,
- redukcja tkanki tłuszczowej,
- redukcja cellulitu i rozstępów,
- poprawa struktury skóry i jej ujędrnienie,
- poprawa układu krążenia i limfatycznego,
- lepsza przemiana materii,
- detoksykacja organizmu,
- redukcja ciśnienia,
- wzmocniony układ odpornościowy,
- lepsze samopoczucie,
- działanie rehabilitacyjne: redukcja bólu, leczenie urazów, odprężenie mięśni.

Funkcje urządzenia:

- elektrostymulacja elektrodami bańkowymi (podciśnieniowymi) - maksymalnie 10 elektrod jednocześnie,
- elektrostymulacja elektrodami labilnymi,
- podczerwień IR (wbudowana w elektrodach labilnych),
- biolifting,
- detoksykacja.

Programy:

- 3 programy lifting, ustawienie natężenia prądu w skali 0-9, oraz mocy IR w skali 0-9.
- 3 programy detox, ustawienie natężenia prądu w skali 0-9, oraz mocy IR w skali 0-9.
- 3 programy masaż, ustawienie natężenia prądu w skali 0-9, oraz mocy IR w skali 0-9.
- 4 programy elektrostymulacji elektrodami bańkowymi, ustawienie natężenia prądu - płynne poprzez potencjometry.
- 5 potencjometrów, każdy na jedną parę elektrod.

Zestaw zawiera:

- urządzenie główne,
- elektrody labilne 3szt,
- elektrody podciśnieniowe 10szt,
- elektrodę bierną,
- kable do elektrod podciśnieniowych 5szt,
- kabel zasilający,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- gwarancję.

DANE TECHNICZNE

napięcie	220-240 V / 50-60 Hz
moc	50 W
częstotliwość prądu impulsowego	100Hz, 125Hz, 200Hz, 500Hz
amplituda szerokości impulsy	2mA/4us
czas stymulacji/przerwy	500ms / 200ms
wymiary urządzenia	48x31x13 cm