

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/ferri-derm-expert-2-mikrodermabrazja-mezoterapia-tanio-ss-p-60654.html>

BRAK
ZDJĘCIA



FERRI DERM-EXPERT 2 MIKRODERMABRAZJA MEZOTERAPIA Tanio! SS!

Cena	7 472,23 zł
Numer katalogowy	1038516084

Opis produktu

FERRI DERM-EXPERT 2 + + BODY SHAPER, URZĄDZENIE: MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA + PEELING KAWITACYJNY+ ULTRADŹWIĘKI + ŚWIATŁOTERAPIA + DERMOMASAŻ + MEZOTERAPIA

Mikrodermabrazja diamentowa

Zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

FERRI DERM-EXPERT został wyposażony w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatację urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych.

Działanie:

- rozjaśnianie przebarwień skóry,
- spłycenie blizn,
- stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- oczyszczanie cery,
- likwidacja zmarszczek.

Peeling kawitacyjny + światłoterapia + ultradźwięki:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplozjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa martwe już korneocyty.

Zalety:

- mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- łączenie z jonoforezą,
- 2 głowice o ergonomicznych kształtach.

Dermomasażer

Urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

Działanie:

- modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- zmniejszenie cellulitu,
- ujędrnienie ciała,
- wspomaganie drenażu limfatycznego,
- poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- spłycenie blizn,
- niwelacja rozstępów,
- możliwość stosowania wraz z kosmetykami,

Mezoterapia bezigłowa

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:

- okolice oczu,
- revital 20+,
- revital 30+,
- odmładzanie 40+,
- lifting 45+,
- trądzik,
- ujędrnianie,
- cellulit,
- wyszczuplenie,
- rozstępy,
- na skórę głowy,
- na bóle mięśni,

Działanie:

- błyskawiczny lifting twarzy,
- poprawa kolorytu skóry,
- działanie odmładzające i regenerujące,
- dotlenienie i odżywienie tkanek,
- modelowanie.

DANE TECHNICZNE

Mikrodermabrazja diamentowa	
czas pracy 0-30 min	
moc 60 W	
bezpiecznik 2A	
napięcie 230 V-50Hz	
maksymalne podciśnienie -600 hPa (-0.06 MPa)	
mierzona na	

zakończeniu głowicy	
Peeling kawitacyjny + światłoterapia + ultradźwięki	
czas pracy	0-30 min
częstotliwość głowic UD	1Mhz
max. moc głowic UD	1W/cm ²
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
łopatka do peelingu	25kHz
łopatka do pracy ciągłej	tak
światłoterapia	kolor czerwony
światłoterapia	kolor niebieski
prąd galwaniczny	+/- 6mA
Dermomasażer	
czas pracy	0-60 min
bezpiecznik	1,6A
napięcie	230 V-50Hz
moc urządzenia	60 W
podciśnienie	-5-20 inHg
Mezoterapia bezigłowa	
zakres czasu pracy	30 sekund - 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
częstotliwość	1 MHz
ultradźwiękowa	
napięcie	220 - 230V
wejściowe	
moc wyjściowa	0,04 W/cm ² - 0,28 W/cm ²
zakres natężenia	0,0 mA - 6,4 mA
zakres skali pulsacji (wypełnienia)	5% - 100%