

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/ferri-oxyderm-oxybrazja-tlenowa-brak-butli-tanio-ss-p-60661.html>

BRAK
ZDJĘCIA



FERRI OXYDERM OXYBRAZJA TLENOWA BRAK BUTLI Tanio! SS!

Cena	9 784,54 zł
Numer katalogowy	1038516098

Opis produktu

FERRI OXYDERM OXYBRAZJA TLENOWA, Urządzenie do oxybrazji

Innowacyjny zabieg, wykonywany przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz tlenu. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.

Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem.

Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej.

Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

Przewaga:

- Praca na czystym tlenie,
- możliwość wykorzystania do zabiegów infuzji tlenowej,
- ciśnienie wyjściowe 10Bar,
- brak zużycia prądu.

Zalety:

- Zabieg całoroczny,
- mała liczba przeciwwskazań,
- szerokie zastosowanie,
- możliwość łączenie z szeroką gamą innych zabiegów.

Działanie:

- nawilża i dotlenia skórę,
- oczyszcza i dezynfekuje skórę (peeling płytki i głęboki),
- wzmacnia i hartuje ściany naczyń krwionośnych,
- wspomaga leczenie trądziku różowatego,
- łagodzi objawy trądziku (eliminuje bakterie beztlenowe),
- łagodzi stany zapalne skóry,
- zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia,
- zmniejsza cellulit i rozstępy (hydrodynamiczny zimny masaż),
- ogranicza łojotok (stabilizuje pracę gruczołów łojowych),
- poprawia koloryt skóry,
- spłyca zmarszczki,
- rewitalizuje, czyli ożywia skórę.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie główne,
- aplikator oxybrazji,
- reduktor tlenowy,
- skraplacz,
- stojak na sól fizjologiczną.

URZĄDZENIE WYMAGA PODŁĄCZENIA BUTLI TLENOWEJ - BRAK BUTLI W ZESTAWIE.

DANE TECHNICZNE

oxybrazja	przygotowana jest do pracy na czystym tlenie z zastosowaniem butli tlenowej bez pompy powietrza
reduktor zmniejszający ciśnienie	z 200 barów do 10 barów
pistolet oraz sól fizjologiczna w zestawie	tak
możliwość regulacji dawkania soli fizjologicznej	w zakresie od 0-50gr/min
możliwość pełnej regulacji natężenia przepływu tlenu	tak
możliwość dawkania kosmetyków podczas zabiegu (mezoterapia tlenowa)	tak