

BRAK  
ZDJĘCIA



## FERRI PODCIŚNIENIOWY LIFTING CELLULOGIA Tanio! SS!

Cena	<b>8 005,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038516085</b>

### Opis produktu

**FERRI WRINKLE CELLULIT REMOVER,  
URZĄDZENIE: Podciśnieniowy lifting z TENS, mezoterapia  
bezigłowa TTS (elektroporacja, ultradźwięki), cellulogia (masaż  
podciśnieniowy aluminiowymi głowicami).**

### Podciśnieniowy lifting z TENS

Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędrnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation - przeszkońska elektryczna stymulacja nerwów). Metoda TENS, jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie. W jej wykorzystaniu przodują: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael, Rosja. Prowadzi się tam najwięcej badań nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburzeń funkcji mięśni i nerwów.

### Działanie:

- pobudzeniu miejscowego ukrwienia - przyspieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- zapobieganie zanikom mięśniowym - utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- lepsze odżywianie tkanek,
- szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- działanie przeciwbólowe,
- regulowanie napięcia. Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami . Masaż ten często nazywany jest lipomasażem. Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi,

---

masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę. Mezoterapia bezigłowa TTS (elektroporacja, ultradźwięki)

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje **TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS** polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej. Programy zabiegowe:

- okolice oczu,
- revital 20+,
- revital 30+,
- odmładzanie 40+,
- lifting 45+,
- trądzik,
- ujędrnianie,
- cellulit,
- wyszczuplenie,
- rozstępy,
- na skórę głowy,
- na bóle mięśni. Działanie:
- błyskawiczny lifting twarzy,
- poprawa kolorytu skóry,
- działanie odmładzające i regenerujące,
- dotlenienie i odżywienie tkanek,
- modelowanie. Cellulogia (masaż podciśnieniowy aluminiowymi głowicami)Cellulogia to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Cellulogia jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii. Działanie:
- modelowanie ciała - redukcja tkanki tłuszczowej,
- zmniejszenie cellulitu,

---

**-ujędrnienie ciała,  
-wspomaganie drenażu limfatycznego,  
-poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,  
-spłycenie blizn,  
-niwelacja rozstępów,  
-możliwość stosowania wraz z kosmetykami. **DANE TECHNICZNE**  
Podciśnieniowy lifting z TENS Częstotliwość 120 Hz Siła prądu  
TENS 0 6.4 mA Podciśnienie 0 0,8 bar Mezoterapia bezigłowa  
TTS Zakres czasu pracy 30 sekund - 40 minut (ze skokiem co 30  
sekund) Częstotliwość ultradźwiękowa 1 MHz Moc wyjściowa  
0,04 W/cm<sup>2</sup> - 0,28 W/cm<sup>2</sup> Zakres natężenia 0,0 mA - 6,4 mA  
Zakres skali pulsacji (wypełnienia) 5% - 100% Cellulologia Czas  
pracy 0-60 min Bezpiecznik 1,6A Napięcie 230 V-50Hz Moc  
urządzenia 60 W Podciśnienie 5-20 inHg**