

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/kawitacja-ultradzwiekowa-rf-vacuum-bn-i3-p-10270.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kawitacja ultradźwiękowa + RF + Vacuum BN-I3

Cena	2 265,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSBN-I3
Kod producenta	BSBN-I3
Kod EAN	0308137223874

Opis produktu

Czas na rewolucyjny technologicznie zabieg kawitacji ultradźwiękowej! Decydując się na model BN-I3 będziesz proponować swoim klientom alternatywę zabiegu liposukcji. Nowoczesny aparat kosmetyczny Kawitacja ultradźwiękowa BN-I3 wykonuje niezwykle skuteczny zabieg kawitacji, który gwarantuje doskonałe i szybkie efekty. Metoda jest bezinwazyjna i bezbolesna, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Wzbogaci ofertę swojego salonu urody lub gabinetu medycyny estetycznej o zabieg redukcji tkanki tłuszczowej, ujędrniania skóry oraz modelingu sylwetki – bez ingerencji chirurgicznej. Delikatna stylistyka urządzenia kosmetycznego Kawitacja ultradźwiękowa BN-I3 oraz czytelny wyświetlacz i funkcjonalny panel sterowniczy to duże atuty modelu.

4 głowice urządzenia: -Kawitacja ultradźwiękowa 40kHz Intensywność pracy o poziomach 1-30, 5 różnych programów automatycznych, -RF monopolar + Vacuum + Photon Intensywność RF monopolar o poziomach 1-30, Vacuum inhale 0,2 - 3,0s, Vacuum przerwa 0,2 - 3,0s, 6 programów automatycznych, Photon (Światłoterapia) - barwa czerwona, -RF bipolar + Vacuum Intensywność RF bipolar o poziomach 1-25, Vacuum inhale 0,2 - 3,0s, Vacuum przerwa 0,2 - 3,0s, 6 programów automatycznych, -RF bipolar + Photon Intensywność RF bipolar o poziomach 1-20, 6 programów automatycznych, Photon (Światłoterapia) - barwa niebieska, Sprawdź szczegóły: Kawitacja ultradźwiękowa to nieinwazyjna i bezbolesna metoda modelowania sylwetki. Zabieg wyraźnie redukuje tkankę tłuszczową na brzuchu, udach, pośladkach, biodrach i ramionach. Kawitacja ultradźwiękowa jest alternatywą dla liposukcji, dlatego też nazywa się ją liposukcją nieinwazyjną lub lipolizą. Leczenie jest wskazane dla osób, które chcą wyszczuplić swoją sylwetkę bez uciekania się do operacji. Wyniki kawitacji ultradźwiękowej są widoczne i bardzo zadowalające już po pierwszym zabiegu (40-50 min). W zależności od pacjenta, zaleca się od 10 do 15 sesji w odstępach 5 - 6 dni. Po zakończeniu leczenia, zaleca się powtarzanie zabiegu raz na rok. Fale ultradźwiękowe produkują zmiany ciśnienia i temperatury w komórkach tkanki tłuszczowej. Na skutek działań fal w tkance tłuszczowej tworzą się wibrujące „mikropęcherzyki”, które rozbijają trójglicerydy na diacyloglicerydy. Te ostatnie w stanie płynnym są wchłaniane przez układ limfatyczny i wydalone z moczem. Z tego względu zaleca się wypicie dwóch szklanek wody przed i po zabiegu w celu skutecznego wydalania tłuszczu z organizmu. Zabieg jest bezbolesny i nieinwazyjny. Nie wpływa na układ krwionośny ani na organy wewnętrzne. Ultradźwięki o częstotliwości 40 kHz penetrują ciało na głębokość 1,5-2 cm. Zabieg wywołuje uczucie ciepła, którego stopień zależy od częstotliwości ultradźwięków (1-40 kHz), czasu zabiegu, a także właściwości fizycznych tkanek. Między sesjami kawitacji ultradźwiękowej zaleca się wykonywanie czynności ułatwiających eliminację tłuszczu z organizmu – uprawianie sportu, ćwiczenia na platformie wibracyjnej, zabiegi drenażu limfatycznego lub masażu próżniowego. Aby zapobiegać rozstępom i wiotczeniu skóry po szybkiej utracie zbędnych kilogramów, zaleca się sesje radiofrekwencji, zabiegu, który stymuluje komórki do szybszej produkcji kolagenu i elastyny, enzymów odpowiedzialnych za elastyczność i jędrność skóry. Dane techniczne: -Moc wyjściowa: 220W-Zasilanie 220V, 50Hz, -Wymiary urządzenia: 38x38x14cm (z uchwytem na głowice), -Wymiary opakowania: 58x43x25cm, -Waga: 10kg, -Instrukcja w j. polskim, -