

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/kombajn-kosmetyczny-13-funkcji-br-9901-p-3110.html>

## Kombajn kosmetyczny 13 funkcji BR-9901

Cena	<b>6 088,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BR-9901</b>
Kod producenta	<b>BR-9901</b>
Kod EAN	<b>5906508740316</b>

### Opis produktu

Kombajn kosmetyczny 13w1 BR-9901 to specjalistyczny sprzęt dla salonów SPA i gabinetów medycyny estetycznej, który wykonuje aż 13 zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz terapeutycznych. Aparat wykonuje m.in. profesjonalny zabieg ujędrniania biustu, który bije rekordy popularności. Urządzenia kosmetyczne dla salonów muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, Kombajn kosmetyczny 13w1 BR-9901 gwarantuje Twoim Klientom 100% komfort oraz wysoką skuteczność zabiegów. Oto 13 zabiegów, które wykonuje nasz kombajn kosmetyczny: Funkcje: •Wapozon z ozonem – nawilżacz, •Mikrodermabrazja, •High-Frequency - darsonval, •Głowica ciepło-zimno, •Lampa z lupą, •Peeling kawitacyjny •Brush, •Lampa Wooda, •Ultradźwięki - ultrasonoforeza, •Ujędrnianie biustu •Vacuum, •Spray, •Galwan,1. Wapozon z ozonem – nawilżacz. Nawilża skórę za pomocą pary, zmiękcza skórę, otwiera pory, rozluźnia mięśnie twarzy co ułatwia zabieg oczyszczania oraz przygotowuje skórę do dalszych zabiegów. Umożliwia stosowania aromaterapii oraz ziołoterapii.2. Dermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć złuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry. Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokryształicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna.3. High-Frequency - elektroterapia. Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.4. Hot-Cold- czyli głowica Ciepło-Zimno. Głowica rozgrzewająca stosuje Cię przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory. 5. Lampa z lupą. Łatwa do przesuwania i ustawienia lampa powiększająca, posiada wysokiej jakości refrakcyjne szkło powiększające oraz wbudowany system oświetlający, które pozwalają na optymalne diagnozowanie skóry. Głowica lampy umieszczona jest na wysięgniku, ułatwiając jej ustawienie na określonej odległości i wysokości. Ułatwia pracę podczas zabiegów kosmetycznych.6. Peeling kawitacyjny (Ultrasonic peeling) to nowy głębokiej pielęgnacji skóry oraz jej regeneracji – bez jakichkolwiek efektów ubocznych. Zabieg polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwięków. Peeling pozwala dokładnie usunąć nadmiar sebum z porów i mieszków włosowych, pozbyć się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii. Zabieg działa na skórę łagodnie, poprzez przyjemne, naturalne vibracje - bez użycia prądu elektrycznego. Zastosowanie urządzenia kombajnu kosmetycznego 17w1 BN-1608 pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez oczyszczenie jej na dużej głębokości, czego rezultatem jest odnowiona i odświeżona skóra. Peeling kawitacyjny jest bezbolesny, odczuwany zwykle jako „przyjemny”. Kawitacja to doskonały wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych (eksfoliacji kwasami i/lub jonoforezy, jonoforezy i innych).7. Brush. Umożliwia perfekcyjny masaż skóry oraz wspomaga peeling w dowolnym miejscu ciała. Przez możliwość stosowania wymiennych, różnorodnych nasadek daje nieocenione wsparcie w zabiegach kosmetycznych, zwiększając intensywność oddziaływania substancji czynnych zawartych w kosmetykach jak i przyspieszając ich działanie. Wzrasta przez to skuteczność zabiegu i skraca się wydatnie jego wykonanie. 8. Lampa Wooda. Specjalna lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe, dająca możliwość dokładnego oświetlenia skóry. W zależności od rodzaju cery oraz schorzeń na skórze oświetlonej lampą Wooda wystąpią różnobarwne odbicia.9. Ultradźwięki - ultrasonoforeza. Wykorzystuje zjawisko faliakustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwoból, odmrożeń. Umożliwia włączanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących i dotleniających.10. Ujędrnianie biustu. Masaż ssący rytmiczny wykorzystywany między innymi do zabiegów powiększających i liftingujących biust. Masaż działa zarówno na tkanki jak i mięśnie. Aparat zasysa i zwalnia partie ciała poddane zabiegowi, w ten sposób poddając je intensywnej gimnastyce, która polepsza znacznie mikrocyrkulację. Zabieg taki poprawia jędrność biustu oraz usuwa rozstępy.11. Vacuum. Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze

---

ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczeniu skóry.12. Spray. Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne ( np. preparaty do opalania natryskowego) oraz donawilżania metodą zimnego natrysku.13. Galwan. Służy do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mięśni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta się z pozytywnego oddziaływania prądu galwanicznego na organizm ludzki. Dane techniczne: Model BR-9901 zasilanie: 220-240V / 50-60Hz, pobór mocy: 685W, wymiary urządzenia: 105(172 z lampą)x50x43cm, waga urządzenia: 23kg, wymiary opakowania: 95x58x46cm, waga w opakowaniu: 31kg Gwarancja: 12 miesięcy