

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/nsk-frezarka-kosmetyczna-podiaspray-pododent-1-p-49254.html>



NSK Frezarka kosmetyczna Podiaspray Pododent 1

Cena	20 134,81 zł
Numer katalogowy	1038543110
Kod producenta	CN9161
Kod EAN	5907589356304

Opis produktu

Wydajna i kompaktowa frezarka kosmetyczna z funkcją precyzyjnie regulowanego natrysku. Zastosowane rozwiązania umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie rękojeści jak i membranowego panelu sterującego. Urządzenie jest wyposażone w klasyczną rękojeść - Pododent 1, kompaktowa rękojeść z mikrosiłnikiem. Powyższe rozwiązanie pozwala zapewnić najlepsze warunki dla higienicznego i bezbolesnego zabiegu. Urządzenie nadaje się do zarówno mobilnych jak i stacjonarnych gabinetów podologicznych.

Najważniejsze cechy:

- regulacja prędkość w zakresie od 5.000 do 40.000 obrotów na minutę
- obroty w prawo / lewo
- możliwość osobnego włączania funkcji natrysku on / off
- indywidualna regulacja natrysku
- zintegrowany uchwyt na rękojeść
- możliwość podłączenia pedału nożnego
- zbiornik na wodę o pojemności 125 ml
- wymiary: wysokość 10 cm, głębokość 23,7 cm, szerokość 24,8 cm, waga: 4,3 kg

Frezarka posiada dwuletnią gwarancję.

Rękojeść NSK Pododent1 jest klasyką wśród rękojeści natryskowych, przetrwała próbę codziennego użytkowania przez wiele lat w tysiącach gabinetów podologicznych na całym świecie.

Najważniejsze cechy:

- zwarta konstrukcja
- automatyczny system mocowania
- system czyszczenia rękojeści
- funkcja Spray
- unikalna dysza NSK umożliwiająca rozpylanie delikatnej mgiełki
- bezpośredni napęd 1:1
- maksymalna prędkość do 40,000 obr/min
- cichy, szczotkowy mikrosilnik
- dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35
- długość 104 mm
- waga 105 g

Parametry techniczne:

Wskazówki użytkowania:

- używać tylko technicznie sprawnej końcówki roboczej
- maksymalny nacisk na końcówkę roboczą 2N
- włożyć ostrożnie końcówkę roboczą do głowicy frezarki tak głęboko, jak to możliwe.
- nigdy nie używać końcówek roboczych, które są tępe (frez), uszkodzone lub wygięte.
- bezwzględnie należy przestrzegać maksymalnych prędkości dopuszczalnych.
- unikać kontaktu końcówki roboczej z wodą utlenioną

Maksymalne prędkości dla danej średnicy końcówki roboczej.

- Ø: 003 - 023 max. 50.000 min-1

-
- Ø: 025 - 040 max. 40.000 min-1
 - Ø: 045 - 060 max. 30.000 min-1
 - Ø: 060 - 070 max. 25.000 min-1
 - Ø: 070 - 250 max. 25.000 min-1

Instrumenty polerujące wszystko Ø: max. 10.000 min-1.

Prędkość robocza zalecana: 40 - 50% maksymalnej prędkości.