

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/pianka-do-dezynfekcji-powierzchni-velox-prim-5l-p-44058.html>



Pianka do dezynfekcji powierzchni VELOX PRIM 5L

Cena	254,10 zł
Numer katalogowy	1038543353
Kod producenta	CNSSE-GOT-ML795
Kod EAN	5907626633795

Opis produktu

Gotowy do użycia bezalkoholowy preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.

Cechy produktu:

- Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp i głowic USG z akrylu, ekranów, okularów ochronnych, obić siedzisk, unitu stomatologicznego wycisków stomatologicznych
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe – opinia Famed
- Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy
- Gotowy do użycia do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Nie zawiera alkoholu

Sposób użycia:

Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozproszanie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:

100 g zawiera:
0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina
0,02 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

Opakowanie: kanister 5 L

Zastosowanie:

Velox® Foam Prim zalecany jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowany na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Nie zawiera aldehydów i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny zapach.