

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/polderma-podcisnieniowy-rf-frakcyjny-fala-radiowa-tanio-ss-p-60710.html>



POLDERMA Podciśnieniowy RF Frakcyjny fala radiowa Tanio! SS!

Cena	46 070,02 zł
Numer katalogowy	1038516807

Opis produktu

POLDERMA Podciśnieniowy RF Frakcyjny

Teoria:

Zabieg fali radiowej mikroigłowej polega na wkuwaniu kilkudziesięciu igieł w struktury skóry, przy jednoczesnym podgrzewaniu ich w momencie penetracji. Igły będące częścią tzw. kartridża są tak naprawdę mikroelektrodami fali radiowej bipolarnej. Prąd o częstotliwości radiowej w urządzeniu Polderma przechodzi przez igły tylko w momencie ich wysuwu - dlatego też podczas zabiegu nie ma ryzyka poparzenia naskórka. Zabieg fali radiowej mikroigłowej, różni się od metody kontaktowej nieco słabszym efektem skrócenia włókien kolagenowych ale z kolei silniejszym efektem neokolagenezy (produkcja nowych komórek kolagenu). Podczas zabiegu osiąga się spektakularny efekt wypełnienia tkanek.

Przewaga nad konkurencyjnymi urządzeniami:

- Pierwsze urządzenie wykorzystujące połączenie technologii mikroigłowej fali radiowej z podciśnieniem.
- równomierne, precyzyjne stemplowanie wysuwających się igieł (brak zjawiska tzw szarpania),
- innowacyjny kartridż zabezpieczający przed wysuwem uszkodzonej/zakrzywionej mechanicznie igły,
- cyfrowa regulacja wysuwu igieł,
- niemiecki silnik ręczki,
- całkowite wyciszenie silnika,
- całkowite wyeliminowanie drgań ręczki,
- moc wyjściowa wynosi 150W,
- inwazyjne i nieinwazyjne kartridże,
- krótki czas gojenia,
- moc wyjściowa 150W.

Zalety:

- Szerokie zastosowanie w kosmetologii i medycynie,
- niskie koszty zabiegowe dla gabinetu,
- wysoka rentowność,
- spektakularne efekty zabiegowe.

Zasada działania:

Polderma RF wykorzystuje synergistycznie działanie trzech technologii: radiofrekwencji (RF), mikronakłuwania oraz delikatnego podciśnienia.

- Radiofrekwencja, czyli prąd o częstotliwości radiowej powoduje mocne podgrzanie skóry, wzbudzając procesy regeneracyjne i przebudowy skóry. Skóra staje się gęstsza, jędrniejsza i bardziej elastyczna.

-Mikronakłuwanie wywołuje mikrouszkodzenia w tkankach, co w kolejności skutkuje stymulowaniem procesów naprawczych.

-Podciśnienie zapewnia przyleganie całości kartridża równomiernie na wyznaczonym obszarze skórny. Dodatkowo rozszerza naczynia krwionośne zwiększając penetrację fali radiowej.

Zastosowanie:

- głęboki lifting twarzy, szyi, dekoltu,
- zmniejszenie przebarwień,
- zmniejszenie potliwości,
- zmniejszanie rozstępów,
- usuwanie blizn potrądzikowych,
- zwiększenie gęstości skóry,
- zmniejszenie obrzęków oraz cieni pod oczami,
- poprawa kolorytu skóry,
- polepszenie trofiki skóry.

Zestaw zawiera:

- urządzenie główne,
- głowicę zabiegową,
- pedał nożny,
- kartridże zabiegowe 10szt,
- instrukcję obsługi,
- gwarancję.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj RF	bipolarny
Kartridże	nieinwazyjny, 10pin, 25pin, 64pin
Głębokość penetracji igieł	0,2-3,5mm (rzeczywista w granicach 4mm dzięki działaniu podciśnienia w głowicy)
Tryby	ciągły, przerywany
Czas ekspozycji igły	0,1-0,5s
Moc wyjściowa RF	150W
Częstotliwość RF	1Mhz
Podciśnienie	15-30cmHg (istnieje możliwość wyłączenia z poziomu menu)
Pobór mocy	200W
Częstotliwość	50-60Hz
Wymiary urządzenia	35x29x23