


Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-kosmetyczne-fale-radiowe-rf-xilia-823-p-28312.html>



Urządzenie kosmetyczne fale radiowe RF XILIA 823

Cena	14 478,38 zł
Numer katalogowy	1038542556
Kod producenta	CNXILIA823
Kod EAN	5907589355444

Opis produktu

• Nieinwazyjne zabiegi kosmetyczne stanowią obecnie jedną z największych i najprężniej rozwijających się kategorii medycyny estetycznej. Niestety na rynku jest wiele produktów które podważają wiarygodność solidnych i profesjonalnych producentów.

Zabieg RF jest jednym z najnowszych osiągnięć na rynku kosmetycznym. Seria zabiegów potrafi odmłodzić skórę nawet o 10 lat! Zasada działania RF opiera się na wykorzystaniu efektu cieplnego do odmłodzenia skóry. Fale radiowe stymulują zarówno tkanki powierzchniowe jak i głębsze warstwy skóry przez co poprawia ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. Poprzez zwiększenie temperatury wewnątrz skóry następuje zmiana struktury białek kolagenowych, które kurczą się i napinają (efektu liftingu), co w rezultacie prowadzi do regeneracji skóry właściwej poprzez zwiększenie jej spójności. Wzrost temperatury, spowodowany poprzez działanie fal radiowych aktywuje fibroblasty co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kolagenu i elastyny. Dzięki temu zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry, poprawia owal twarzy oraz koloryt cery.

Innym bardzo ważnym efektem działania Fal Radiowych jest oddziaływanie na komórki tłuszczowe. W szczególności efekt lipolizy oddziałujący na adipocyty doprowadza do usunięcia kwasów tłuszczowych z rozbitych trójglicerydów i wydalania ich prosto do krwi i obiegu limfatycznego. Następuje usunięcie toksyn, poprawienie krążenie krwi oraz wzmacnia się metabolizm komórkowy.

XILIA 823 - urządzenie RF produkcji renomowanej włoskiej firmy Technology. Jest to podstawowe urządzenie do wykonywania zabiegów na twarz. Zawiera bipolarną głowicę pozwalającą na skuteczne wnikanie fal radiowych w głąb skóry. Fale radiowe stymulują zarówno tkanki powierzchniowe jak i głębsze warstwy skóry przez co poprawia ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. Podstawowe zalety XILIA 823 to:

o niedrogi: Technologia o efektach z kilkukrotnie droższych urządzeń

o szybki zwrot z inwestycji : XILIA zapewnia najnowsze technologie w formie łatwego w obsłudze urządzenia gwarantującego widoczne efekty

o niskie koszty zabiegów - nie wykorzystuje żadnych elementów jednorazowych co znacznie podnosi zyski

Zastosowanie:

Zasada działania RF opiera się na wykorzystaniu efektu cieplnego do odmłodzenia skóry. Fale radiowe stymulują zarówno tkanki powierzchniowe jak i głębsze warstwy skóry przez co poprawia ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. Poprzez zwiększenie temperatury wewnątrz skóry następuje zmiana struktury białek kolagenowych, które kurczą się i napinają (efektu liftingu), co w rezultacie prowadzi do regeneracji skóry właściwej poprzez zwiększenie jej spójności. Wzrost temperatury, spowodowany poprzez działanie fal radiowych aktywuje fibroblasty co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kolagenu i elastyny. Dzięki temu zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry, poprawia owal twarzy oraz koloryt cery. Innym bardzo ważnym efektem działania Fal Radiowych jest oddziaływanie na komórki tłuszczowe. W szczególności efekt lipolizy oddziałujący na adipocyty doprowadza do usunięcia kwasów tłuszczowych z rozbitych trójglicerydów i wydalania ich prosto do krwi i obiegu limfatycznego. Następuje usunięcie toksyn, poprawienie krążenie krwi oraz wzmacnia się metabolizm komórkowy.

Efekty zabiegu Radio Frequency na twarz:

o podniesienie owalu twarzy i podbródka

o ujędrnienie skóry

o redukcja zmarszczek

o zmniejszenie „worków” pod oczami i „kurzych łapek”

o odbudowa kolagenu

o terapia zapobiegająca starzeniu- profilaktyka

o zmniejszenie przebarwień

o redukcja zanieczyszczeń, rozszerzonych porów i stanów zapalnych

Stosowanie RF jest przeciwwskazane w przypadku :

-
- o osób z rozrusznikiem serca
 - o metalowymi implantami w organizmie
 - o kobiet w ciąży
 - o cukrzyków
 - o gruźlicy
 - o nadciśnienia
 - o stanów zapalnych
 - o epilepsji
 - o chorób nowotworowych
 - o przerwania ciągłości skóry
 - o zaburzenia czucia
 - o złote nici

Sposób użycia:

Radio Frequency: na oczyszczoną skórę aplikujemy żel sprzęgający ISOL R.F posiadający substancje czynne, które w połączeniu z R.F wytwarzają efekt liftingu i wygładza zmarszczki. Następnie ustawiamy parametry odpowiednie do zabiegu i odczuć klienta, przez cały czas zabiegu utrzymujemy kontakt z klientem, aby nie doprowadzić do przegrzania, przykładamy głowicę do skóry i delikatnymi okrężnymi, powolnymi ruchami przejeżdżamy po skórze. Nie zatrzymujemy się w miejscu ani nie odrywamy rączki, gdyż wtedy temperatura staje się wyższa. Głowica po chwili zaczyna się rozgrzewać. Klient może czuć delikatne pieczenie, może pojawić się zaczerwienienie i niewielki obrzęk, który po kilku dniach ustępuje. Zabieg wykonujemy 15 minut po jednej stronie twarzy, po czym po drugiej. Po zabiegu resztki żelu usuwamy.

Elementy składowe:

- o jednostka bazowa,
- o głowica bipolarna do R.F.,
- o emulsja do R.F.,
- o przewód zasilający,
- o 2 letnia gwarancja,
- o instrukcja obsługi.

Parametry techniczne:

- o Zasilanie: 230V 50/60Hz
- o Pobór mocy: 50VA
- o Wymiary: 390x360x145mm