

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/verrashaper-rf-led-vacuum-venus-beauty-p-19065.html>



VerraSHAPER™ RF + LED + VACUUM Venus Beauty

Cena	38 036,00 zł
Numer katalogowy	48102915

Opis produktu

VerraSHAPER™ RF + LED + VACUUM - Innowacyjne urządzenie modelujące sylwetkę wyprodukowane w Korei - Gwarancja 4 lata.

Przewaga VerraSHAPER™ nad podobnymi urządzeniami:

- Urządzenie zostało wyprodukowane w Korei (lider jakości urządzeń elektronicznych).
- Okres gwarancji - 4 lata.
- Opatentowana technologia w USA, Korei i europie.
- Pompa przystosowana do pracy ciągłej (bez przerw między pacjentami).
- Głowice wykonane z ABS (brak możliwości złamania głowicy).
- Końcowa powłoka głowicy została wykonana z nie tłuczącego się materiału szklopodobnego, ułatwiającego poślizg głowicy,
- Urządzenie przeznaczone do zabiegów na twarz i ciało.
- Bezpieczny i szybki system wymiany głowic "stick2".
- Podwójne filtrowanie olejków (w głowicy i w filtrze urządzenia).
- Intuicyjna obsługa ułatwiona sygnałami dźwiękowymi.
- Podłużne, owalne elektrody RF.
- Innowacyjna częstotliwość RF - 500Khz!**
- Najnowocześniejsza konstrukcja pompy ssącej pozwalająca na sekwencyjne rozłączanie i włączanie ciśnienia (max 70cmhg) na 0,1s!**

VerraSHAPER™ RF + LED + VACUUM wykonuje jest bezpieczny zabieg modelujący sylwetkę nie wywołując efektów ubocznych. Do zabiegu Verrashaper nie trzeba przygotowywać - istotne jest aby po zabiegu wypić ok. 0,5 litra wody, aby pomóc organizmowi wydalic złoży tkanki tłuszczowej, toksyny oraz stymulować naturalny drenaż limfatyczny. Po zabiegu mogą być widoczne drobne zasinienia i zaczerwienienie które znikają po kilku dniach.

Zabieg VerraSHAPER™ RF + LED + VACUUM wykorzystuje falę radiową o innowacyjnej, niskiej częstotliwości 500khz (najgłębsze przenikanie tkanek w technologii bipolarnej). Im większa częstotliwość tym mniejsza penetracja.

Zastosowanie Fali radiowej bipolarnej o częstotliwości 500Khz wywołuje redukcję nadmiaru tkanki tłuszczowej, zmniejszenia widoczność cellulitu, Wykonując zabiegi głowicą na twarz zmniejszamy widoczność zmarszczek, zwiększamy uelastyczne skóry, oraz poprawiamy ogólny wygląd owalu twarzy.

Funkcje urządzenia:

- lifting skóry,
- porawa kondycji skóry,
- uelastycznienie skóry,
- lifting piersi,
- likwidacja zmarszczek,

-
- redukcja tkanki tłuszczowej,
 - redukcja cellulitu.

Wskazania:

- likwidacja zwiotczeń,
- likwidacja cellulitu,
- ujędrnienie ciała,
- redukcja tkanki tłuszczowej,
- ujędrnie skóry przedramion.

Schemat budowy głowicy zabiegowej:

- 1.Głowica zabiegowa wykonana z ABS.
- 2.Otwór podciśnienia.
- 3.Owalna elektroda RF.

Bezpieczny i szybki system wymiany głowic "stick2".

**1. Vacuum - Podciśnienie
Skala 0-5 (0-700mmhg)**

**2.RF - Fala radiowa
Skala 0-10 (0-68W)**

3.Programy zabiegowe:

1. 0,2 sekundy ssania, 0,1 sekundy upustu
2. 0,5 sekundy ssania, 0,3 sekundy upustu
3. 0,8 sekundy ssania, 0,2 sekund upustu
4. Ssanie ciągłe

4.Włącz/wyłącz.

5.Ustawienie czasu 0-60min.

Zestaw zawiera:

- urządzenie główne,
- głowicę zabiegową na twarz,
- głowicę zabiegową na ciało (duża),
- głowicę zabiegową na ciało (mała),
- stojak na akcesoria,
- kabel zasilający,
- kabel głowicy.