

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/10x-sonobella-dermaroller-540-igiel-0-5mm-p-58853.html>

## 10x Sonobella Dermaroller 540 igieł 0,5mm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>282,66 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>1038522865</b>    |
| Kod producenta   | <b>BS014</b>         |
| Kod EAN          | <b>5908597291298</b> |

### Opis produktu

Zestaw 10szt Sonobella Dermaroller 540 igieł o długości 0,5mm Profesjonalne wyposażenie salonów urody nareszcie można zabrać ze sobą do domu! Urządzenie do mezoterapii Sonobella Dermaroller 540 igieł to niewielkich rozmiarów profesjonalne urządzenie kosmetyczne, które zapewnia znakomite efekty. Wysoka jakość wykonania oraz dwuletnia gwarancja gwarantuje komfortową eksploatację. Sprawdź, co potrafi oryginalny Sonobella Dermaroller 540 igieł. Sonobella Dermaroller to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, również w warunkach domowych. Czym jest Mezoterapia i dlaczego Sonobella Dermaroller? Za pomocą tradycyjnej metody odżywiania skóry można przenikać tylko w głąb wierzchniej warstwy naskórka. Ze względu na niską efektywność (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nową metodę: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetrację skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje się miła w dotyku i odżywiona. Mezoterapia stymuluje skórę do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i włókna w ok 8%, co można porównać do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczenia objawów starzenia. Zabieg mezoterapii za pomocą nakłuć strzykawką lub drogim Inject Gunem można wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych. Zastosowanie Dermarollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii także samemu w domu. Sonobella Dermaroller, dzięki 540 igłom wykonanym z chirurgicznej stali łatwo aplikuje nałożony na skórę kosmetyk. Igły te regularnie przesuwają się po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana. Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów. Każdy egzemplarz Sonobella Dermarollera jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza może używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, żółtaczką lub innymi. Sonobella Dermaroller jest dostępny w 7 wersjach różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele mają igły o długości 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm