

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/4w1-darsonval-sono-vacum-spray-br-2007-p-2506.html>

## 4w1 Darsonval + Sono + Vacuum + Spray BR-2007

Cena	<b>759,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BR-2007</b>
Kod producenta	<b>BR-2007</b>
Kod EAN	<b>5906508744772</b>

### Opis produktu

Kombajn kosmetyczny BR-2007 – jedno urządzenie = 4 zabiegi. Kompleksowa pielęgnacja w wersji kompaktowej. Już dziś zdecyduj się na zakup kombajnu kosmetycznego BR-2007 4w1, poszerz swoją ofertę o trzy nowoczesne zabiegi i zaoszczędź pieniądze i miejsce w gabinecie. Urządzenie BR-2007 to najwyższej jakości sprzęt, dzięki któremu idealnie i precyzyjnie wykonasz najczęściej wybierane przez Klientki zabiegi kosmetyczne i uatrakcyjnisz ofertę swojego gabinetu czy salonu SPA. Kombajn kosmetyczny BR-2007 – funkcje: D'Arsonval, Ultradźwięki, Vacuum, Spray, Mikroprądy D'Arsonvala. Wykorzystanie prądów D'Arsonvala w kosmetyce to innowacyjna i rewolucyjna metoda stosowana przede wszystkim w celu dezynfekcji skóry. Mają one również właściwości rozgrzewające, bakteriobójcze oraz zwiększające wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry. Zalety stosowania: ujędrnienie i wygładzenie skóry, redukcja zmarszczek, efekt bakteriobójczy, poprawa ukrwienia skóry, redukcja wydzielania sebum, zwężenie porów, redukcja trądziku, efekt gładkiej, promiennej i zdrowej skóry. Funkcja ultradźwiękowa. Funkcja ta pozwala na wykonanie zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków czyli fal akustycznych o wysokiej częstotliwości (1 MHz), które, wnikać w głąb skóry, korzystnie wpływają na procesy w niej zachodzące. Działają nie tylko na powierzchnię skóry ale wnikać w jej głąb stymulując pracę komórek i krążenie krwi. Zalety stosowania: redukcja cellulitu, zmniejszenie tkanki tłuszczowej, oczyszczenie skóry, redukcja zmarszczek, zatrzymanie procesów starzenia, poprawa krążenia krwi, przyspieszenie procesu regeneracji komórek, efekt złuszczący, rozszerzenie naczynek krwionośnych. Vacuum - podciśnienie. Vacuum to funkcjonalność stosowana przede wszystkim podczas wykonywania tzw. masażu próżniowego, który polega na kontrolowanym i rytmicznym zasysaniu i masowaniu fałdu skórniego przy wykorzystaniu podciśnienia. Daje on rewelacyjne efekty drenujące i uelastyczniające skórę. Zalety stosowania: redukcja cellulitu, modelowanie sylwetki, eliminacja toksyn, uelastycznienie skóry, ujędrnienie, pobudzenie cyrkulacji krwi i limfy. Spray. Funkcja, która pozwala szybko i precyzyjnie, wykorzystując nadciśnienie, rozpylić na skórze preparaty kosmetyczne, takie jak: toniki, olejki lub wody zapachowe czy substancje stosowane do zabiegów opalania natryskowego. Parametry techniczne pod lupą: częstotliwość ultradźwięków: 1MHz, pobór mocy: 45W, zasilanie: 220V, waga: 6.5kg, wymiary urządzenia: 46x35x15cm, wymiary opakowania: 52x37x28cm, gwarancja: 12 miesięcy. Trzy atrakcyjne i bardzo skuteczne zabiegi wzbogacą ofertę twojego salonu. Jeśli masz dodatkowe pytania – skontaktuj się z nami!