

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/6w1-micromezopeelhot-coldliftphoton-bn-e6-p-9784.html>

## 6w1 Micro+Mezo+Peel+Hot-Cold+Lift+Photon BN-E6

Cena	<b>2 990,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBN-E6</b>
Kod producenta	<b>BSBN-E6</b>
Kod EAN	<b>0308137223867</b>

### Opis produktu

Wyposażenie salonu kosmetycznego i sprzęt do gabinetów medycyny estetycznej musi spełniać oczekiwania klientów. W związku z tym urządzenie kosmetyczne powinno wykonywać atrakcyjne i skuteczne zabiegi pielęgnacyjne oraz terapeutyczne. Proponujemy Ci nowość na rynku! Mikrodermabrazja Diamentowa 6w1 BN-E6 wykonuje zabieg mikrodermabrazji diamentowej, peeling kawitacyjny, Photon Therapy i Hot-Cold. Pakiet uzupełnia mezoterapia bezigłowa. Tak bogaty zestaw zabiegów wzbogaci lub uzupełni listę usług Twojego salonu. Zaawansowana technologia, ulepszona konstrukcja, bardzo dobre parametry techniczne gwarantują wprost rewelacyjne efekty, a co najistotniejsze pełną satysfakcję klientów. Urządzenie Mikrodermabrazja Diamentowa 6w1 BN-E6 jest wyposażone w funkcjonalny i przejrzysty panel sterowania LCD zapewniający łatwą i intuicyjną obsługę. Elegancka stylistyka to „kropka nad i”. Oto szczegóły: Nowoczesny design i ekskluzywny wykończenie. Panel LCD pozwalający na szybką i intuicyjną obsługę. Nowy model pompy ssącej zapewniający długą, bezawaryjną pracę. Większa moc peelingu kawitacyjnego. Funkcje: Mikrodermabrazja diamentowa, w zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna gładka do masażu, Mezoterapia bezigłowa, Skin Scrubber (peeling kawitacyjny), Hot-Cold, BioLift - lifting twarzy bez skalpela, Photon Therapy. Technika dermabrazji mikrokryształicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokryształicznej doskonalono w Europie. Znane są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnięte efekty są bardzo zadowalające. Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokryształicznej. Dermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć zżuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry. Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokryształicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna. Mezoterapia bezigłowa - nieinwazyjna metoda transportowania substancji czynnych w głąb skóry za pomocą fal ultradźwiękowych oraz pola elektrycznego wykorzystującego zjawisko elektroporacji. Stosowana do redukcji cellulitu, rozstępów, blizn, zwiótczenie skóry, a także do profilaktyki przeciwzmarszczkowej, profilaktyki przeciw oznakom starzenia i wypadaniu włosów. Skin scrubber - peeling kawitacyjny (Ultrasonic peeling) jest to nowy system do głębokiej pielęgnacji skóry i jej regeneracji bez efektów ubocznych. Zabieg ten polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwiękowe, pozwala więc na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii. Peeling kawitacyjny jako system działa na skórę łagodnie poprzez przyjemne, naturalne vibracje bez użycia prądu elektrycznego. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz oczyszczenie na dużej głębokości, czego rezultatem jest - zauważalna w widoczny sposób - skóra odnowiona i odświeżona. Jest to zabieg bezbolesny odczuwany zwykle jako przyjemny. Kawitacja pozytywnie działa również na głębsze warstwy naskórka, stanowi doskonały wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych (eksfoliacja kwasami i/lub sonoforeza i jonoforeza i inne). Hot-Cold- czyli głowica Ciepło-Zimno. Głowica rozgrzewająca stosowana przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory. Bio Lift - lifting twarzy bez skalpela. Nowoczesny aparat do bezoperacyjnego liftingu twarzy, szyi i dekolty wykonywany za pomocą sond emitujących mikroprądy. Działanie urządzenia opiera się na terapii mikroprądami, które stymulują procesy regeneracji zachodzące w komórkach, pobudzając odbudowę włókien kolagenu i elastyny. Zabieg ma działanie wygładzające skórę, zwiększa kurczliwość włókien mięśniowych oraz usprawnia wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody. Photon Therapy - leczenie skóry za pomocą szerokiego spektrum kolorów: Czerwony - skóra starzejąca się, obwisła. Zielony - rozszerzone naczynka, plamy, lifting oczu, ciemna oprawa oczu, worki pod oczami, jasna piegowata twarz, korekta piersi, zapalenia. Niebieski - kwas, ospa, zapalenia. Żółty - matowa cera, poprawa limfy, aktywuje komórki. Fioletowy - przyspiesza regenerację komórek. Niebieskozielony - przeciw nadwrażliwości, redukcja widoczności naczyń włoskowatych. Biały - jasna, piegowata skóra, redukcja melaniny. Dane techniczne: Moc pompy:

---

69cmHg, Częstotliwość mezoterapii: 3MHz, Ilość głowic mezoterapii: 3, Pięć różnych programów mezoterapii, Częstotliwość drgań peelingu: 32kHz, Zasilanie: 220V, Pobór prądu: 145W, Waga: 12kg, Wymiary urządzenia: 42\*32\*17cm, Wymiary opakowania: 52\*48\*32cm,