

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/beauty-system-dermapen-dr-pen-m7-w-bezprzewodowy-p-32803.html>

Beauty System Dermapen Dr Pen M7-W bezprzewodowy

Cena	588,39 zł
Numer katalogowy	1038531601
Kod producenta	BSM7W
Kod EAN	0791000832189

Opis produktu

NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Dermapen Dr Pen ULTIMA M7-W Dermapen ULTIMA M7-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji. Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach: twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie. Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłucie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Korzyści mezoterapii mikroigłowej: • Wygładzenie drobnych zmarszczek • Poprawa owalu twarzy • Wyrównanie koloru skóry • Wzrost nawilżenia • Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów • Redukcja cellulitu • Zapobieganie łysieniu • Poprawa gęstości i elastyczności skóry • Ograniczenie wydzielania sebum • Wyrównanie powierzchni skóry • Nadanie blasku i gładkości skórze • Przywrócenie odpowiedniego napięcia

Wskaźniki: • Głębokie i utrwalone zmarszczki • Utrata jędrności skóry • Przebarwienia i nierówny kolor skóry • Blizny, rozstępy, cellulit • Stymulacja wzrostu włosów • Trądzik

Przeciwwskazania: • Stany zapalne skóry oraz infekcje • Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny • Trądzik różowaty • Ciąża i okres laktacji • Skłonność do powstawania bliznowców • Choroby zakaźne • Choroby nowotworowe • Choroby autoimmunologiczne • Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi • Cukrzyca • Teleangiektazje

Nie stosować na: brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona!

Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konkretnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowana końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

- Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie)

Dane techniczne: Dermapen ULTIMA M7-W Bezprzewodowy + sieciowy

Przeznaczenie: mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny • Zakres długości igieł 0,25mm - 2,5mm • maksymalna ilość nakłuć: 13000/min • Wbudowany akumulator - czas pracy 4 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii) • Waga urządzenia: 76g • Wymiary urządzenia: 150x23mm • Wymiary opakowania: 170x125x55 mm • Zasilanie: 5v-1000mA • Napięcie: 100-240V 50/60HZ • Ilość stopni prędkości: 5 • Bateria: 300 mAh • Urządzenie w kolorze różowym wykonane ze stali chirurgicznej • Gwarancja 12 miesięcy

Zestaw zawiera: Urządzenie Dermapen ULTIMA M7-W Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt. Zasilacz Kabel Pudełko Plastikowe etui Instrukcja PL