

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/bielenda-meso-line-koncentrat-na-okolice-oczu-30ml-p-15536.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## BIELEND A MESO-LINE - Koncentrat na okolice oczu 30ml

Cena	<b>69,38 zł</b>
Numer katalogowy	<b>47940917</b>
Kod producenta	<b>BP137302</b>

### Opis produktu

#### Produkt

MESO-LINE to wysokiej jakości preparaty do profesjonalnej pielęgnacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry. Koncentraty powstały w oparciu o innowacyjne receptury i zawierają starannie wyselekcjonowane składniki o maksymalnej tolerancji. Naturalne składniki aktywne połączono z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii produkcji.

Działanie: REDUKCJA ZMARSZCZEK I CIENI POD OCZAMI

Preparaty zawierają NMF – Kompleks (składniki NMF-u skóry):

Argininę  
Mocznik  
Mleczan sodu  
Kwas mlekowy  
Kwas hialuronowy

Związki te dzięki zdolności wiązania wody utrzymują ją w hydrofilowych obszarach warstwy rogowej, co wpływa na uelastycznienie skóry. Wszystkie koncentraty mają pojemność 30 ml i zapewniają optymalną aplikację produktu na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Profesjonalne koncentraty zabiegowe można wprowadzać za pomocą mezoterapii bezigłowej oraz ultradźwięków (sonoforezy) przez około 5-10 minut. Preparat może być aplikowany na skórę bez użycia aparatury podczas zabiegów kosmetycznych, np. bezpośrednio pod maskę algową, kremową. Proponujemy wtedy wykonać kilkuminutowy masaż na etapie wprowadzania koncentratu, aż do pełnej absorpcji substancji aktywnych. Precyzyjną i bezpieczną aplikację koncentratu zapewnia nowoczesne opakowanie z wygodnym kroplomierzem. Można miksować dane koncentraty z serii podczas jednego zabiegu, aplikując na skórę mieszaninę dwóch lub więcej koncentratów!  
MESO – LINE – proponowany schemat zabiegu

Wykonujemy demakijaż skóry objętej zabiegiem, następnie wykonujemy peeling odpowiednio dobrany do rodzaju cery, po czym tonizujemy. Na tak przygotowaną skórę aplikujemy odpowiedni koncentrat dobrany prawidłowo do danego problemu lub mix koncentratów np.

Aktywny koncentrat ze stabilną witaminą C+  
Aktywny koncentrat z roślinną witaminą A+  
Aktywny koncentrat liposomów Q10

W celu wydłużenia czasu umożliwiającego kontakt głowicy ze skórą, po aplikacji koncentratu można nałożyć kryjącą warstwę Żelu do ultradźwięków nawilżającego. Następnie wykonujemy zabieg mezoterapii. Nadmiar żelu zmywamy ze skóry. Tonizujemy skórę w zależności od potrzeb zabieg ten można rozszerzyć o położenie odpowiedniej do danego typu skóry maski np. Witaminowej maski algowej do twarzy. Na zakończenie zabiegu należy zastosować krem odpowiedni do potrzeb skóry. Częstotliwość zabiegu zależy od stanu skóry i oczekiwań klienta. Zaleca się kurację 6 zabiegów z częstotliwością jednego zabiegu tygodniowo. Po pełnej kuracji wskazane jest powtarzanie zabiegu raz w miesiącu w celu utrwalenia efektu.