

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/bingospa-sol-do-stop-opuchlizna-obrzeki-055kg-p-37156.html>



..! BINGOSPA Sól do stóp opuchlizna obrzęki 0.55kg

Cena	28,79 zł
Numer katalogowy	1038483394
Kod producenta	bn114
Kod EAN	5901842000133

Opis produktu

Opis produktu:

BINGOSPA - Sól do stóp - opuchlizna, obrzęki 0.55kg

Opuchnięte stopy to wielki problem, który może dotknąć każdego z nas. Nasze nogi przez cały czas ciężko pracują, a czasem pojawiają się na nich obrzęki i opuchlizna. Szczególnie gdy pracujemy przez długi czas w pozycji siedzącej lub stojącej bez zmiany pozycji. Spowalnia się wtedy krążenie krwi, a w nogach powstaje uczucie ciężkości.

Sól do stóp BingoSpa zawiera octowinian glinu, siarczan magnezu, tlenek cynku oraz wyciągi z lawendy lekarskiej, rumianku, krwawnika i szalwii. Łagodzi opuchliznę i obrzęki, odświeża i tonizuje oraz zmiękcza naskórek.

Działanie soli BingoSpa potwierdzone badaniami aplikacyjnymi

(Badania przeprowadzono w Specjalistycznym Laboratorium Badawczym pod kierownictwem lekarza dermatologa)

Większość badanych z powodu stojącego trybu pracy miała dużą skłonność do obrzęków i opuchlizny stóp i nóg zwłaszcza w okolicy kostek.

69% badanych oceniło właściwości użytkowe soli BingoSpa jako bardzo dobre i dobre.

44% badanych uznało sól BingoSpa za lepszy preparat niż stosowane dotychczas.

69% badanych wyraziło chęć do dalszego stosowania soli BingoSpa.

100% badanych stwierdziło, że sól BingoSpa jest bardzo dobrze tolerowana przez skórę.

100% badanych po okresie stosowania soli BingoSpa zaobserwowało zmniejszenie się obrzęków stóp, w tym 19% zaobserwowało znaczne zmniejszenie.

daje uczucie odprężenia, zmniejsza bolesność stóp

38% badanych stwierdziło zmniejszenie skłonności do obrzęków

poprawia ogólny wygląd stóp

W ocenie badanych stosowanie soli BingoSpa zmiękcza naskórek, nie powodując nieprzyjemnego uczucia lepkości skóry, skóra staje się gładka, przyjemna w dotyku.

Znakomite rezultaty daje zastosowanie soli przed spodziewanym obciążeniem stóp np. praca w pozycji stojącej, długotrwała podróż, wysiłek sportowy, taniec.

UWAGA: Polecana również przy bólu stóp. Usuwa zmęczenie stóp, łagodzi obrzęki i opuchliznę stóp spowodowaną np. zmęczeniem, długotrwałym wysiłkiem.

Sposób użycia: do naczynia z chłodną wodą wsypać dwie nakrętki soli, dokładnie wymieszać, moczyć stopy przez co najmniej 15 minut, po skończeniu osuszyć. Profilaktycznie moczyć stopy w upalne dni.

Waga: 550 g