

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/dermapen-dr-pen-a1-w-bezprzewodowy-p-10241.html>BRAK
ZDJĘCIA

Dermapen Dr Pen A1-W bezprzewodowy

Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSA1-W
Kod producenta	BSA1-W
Kod EAN	0648412438303

Opis produktu

NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ Dermapen Dr Pen ULTIMA A1-W bezprzewodowy Dermapen ULTIMA A1-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji. Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach: twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie. Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłucie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Korzyści mezoterapii mikroigłowej: • Wygładzenie drobnych zmarszczek • Poprawa owalu twarzy • Wyrównanie kolorytu skóry • Wzrost nawilżenia • Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów • Redukcja cellulitu • Zapobieganie łysieniu • Poprawa gęstości i elastyczności skóry • Ograniczenie wydzielania sebum • Wyrównanie powierzchni skóry • Nadanie blasku i gładkości skórze • Przywrócenie odpowiedniego napięcia

Wskaźniki: • Głębokie i utrwalone zmarszczki • Utrata jędrności skóry • Przebarwienia i nierówny koloryt skóry • Blizny, rozstępy, cellulit • Stymulacja wzrostu włosów • Trądzik

Przeciwwskazania: • Stany zapalne skóry oraz infekcje • Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny • Trądzik różowaty • Cięża i okres laktacji • Skłonność do powstawania bliznowców • Choroby zakaźne • Choroby nowotworowe • Choroby autoimmunologiczne • Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi • Cukrzyca • Teleangiektazje

Nie stosować na: brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona!

Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konkretnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowane końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

- Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie)

Dane techniczne: Dermapen ULTIMA A1-W Bezprzewodowy + sieciowy

Przeznaczenie: mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny

- Zakres długości igieł 0,25mm -3mm
- Zakres nakłuć: 8000 - 18000/min
- Wbudowany akumulator - czas pracy 4 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii)
- Waga urządzenia: 76g
- Wymiary urządzenia: 150x23mm
- Wymiary opakowania: 170x125x55 mm
- Zasilanie: 5v-1000mA
- Napięcie: 100-240V 50/60HZ
- Ilość stopni prędkości: 5
- Bateria: 350 mAh
- Urządzenie w kolorze niebiesko-czarnym wykonane z aluminium oraz naturalnego silikonu
- Zestaw zawiera: Urządzenie Dermapen ULTIMA A1-W Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt. Zasilacz Kabel Pudełko Plastikowe etui Instrukcja PL