

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/dermapen-dr-pen-m5-w-bezprzewodowy-p-44839.html>

## Dermapen Dr Pen M5-W bezprzewodowy

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>594,64 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>1038524047</b> |
| Kod producenta   | <b>BSM5W</b>      |

### Opis produktu

**NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ** Dermapen Dr Pen ULTIMA M5-W bezprzewodowy

Dermapen ULTIMA M5-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji. Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach: twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie. Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłuwanie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Korzyści mezoterapii mikroigłowej:

- Wygładzenie drobnych zmarszczek
- Poprawa owalu twarzy
- Wyrównanie koloru skóry
- Wzrost nawilżenia
- Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów
- Redukcja cellulitu
- Zapobieganie łysieniu
- Poprawa gęstości i elastyczności skóry
- Ograniczenie wydzielania sebum
- Wyrównanie powierzchni skóry
- Nadanie blasku i gładkości skórze
- Przywrócenie odpowiedniego napięcia

**Wskaźniki:**

- Głębokie i utrwalone zmarszczki
- Utrata jędrności skóry
- Przebarwienia i nierówny kolor skóry
- Blizny, rozstępy, cellulit
- Stymulacja wzrostu włosów
- Trądzik

**Przeciwwskazania:**

- Stany zapalne skóry oraz infekcje
- Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny
- Trądzik różowaty
- Ciąża i okres laktacji
- Skłonność do powstawania bliznowców
- Choroby zakaźne
- Choroby nowotworowe
- Choroby autoimmunologiczne
- Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
- Cukrzyca
- Teleangiektazje

Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona! Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konkretnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowane końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

- Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie)

**Dane techniczne:** Dermapen ULTIMA M5-W Bezprzewodowy + sieciowy

**Przeznaczenie:** mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny

- Zakres długości igieł 0,25mm - 2,5mm
- Zakres nakłuć: 8000 - 15.000/min
- Wbudowany akumulator - czas pracy 4 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii)
- Waga urządzenia: 76g
- Wymiary urządzenia: 150x23mm
- Wymiary opakowania: 170x125x55 mm
- Zasilanie: 5v-1000mA
- Napięcie: 100-240V 50/60HZ
- Ilość stopni prędkości: 5
- Bateria: 300 mAh
- Urządzenie w kolorze złotym wykonane ze stali chirurgicznej
- Gwarancja 12 miesięcy

**Zestaw zawiera:** Urządzenie Dermapen ULTIMA M5-W Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt. Zasilacz Kabel Pudełko Plastikowe etui Instrukcja PL