

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/dermapen-dr-pen-n2-w-bezprzewodowy-p-44828.html>

Dermapen Dr Pen N2-W bezprzewodowy

Cena **408,76 zł**Numer katalogowy **1038524050**Kod producenta **BSN-2W**

Opis produktu

NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ Dermapen Dr Pen ULTIMA N2-W bezprzewodowy

Dermapen ULTIMA N2-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji. Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach: twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie. Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłuwanie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Korzyści mezoterapii mikroigłowej:

- Wygładzenie drobnych zmarszczek
- Poprawa owalu twarzy
- Wyrównanie koloru skóry
- Wzrost nawilżenia
- Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów
- Redukcja cellulitu
- Zapobieganie łysieniu
- Poprawa gęstości i elastyczności skóry
- Ograniczenie wydzielania sebum
- Wyrównanie powierzchni skóry
- Nadanie blasku i gładkości skórze
- Przywrócenie odpowiedniego napięcia

Wskaźniki:

- Głębokie i utrwalone zmarszczki
- Utrata jędrności skóry
- Przebarwienia i nierówny kolor skóry
- Blizny, rozstępy, cellulit
- Stymulacja wzrostu włosów
- Trądzik

Przeciwwskazania:

- Stany zapalne skóry oraz infekcje
- Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny
- Trądzik różowaty
- Ciąża i okres laktacji
- Skłonność do powstawania bliznowców
- Choroby zakaźne
- Choroby nowotworowe
- Choroby autoimmunologiczne
- Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
- Cukrzyca
- Teleangiektazje

Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona! Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konkretnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowane końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

- Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie)

Dane techniczne: Dermapen ULTIMA N2-W Bezprzewodowy + sieciowy

Przeznaczenie: mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny

- Zakres długości igieł 0,25mm - 2,5mm
- maksymalna ilość nakłuć: 10000/min
- Wbudowany akumulator - czas pracy 2-3 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii)
- Waga urządzenia: 56g
- Wymiary urządzenia: 157x30mm
- Wymiary opakowania: 170x125x55 mm
- Zasilanie: 5v-1000mA
- Napięcie: 100-240V 50/60HZ
- Ilość stopni prędkości: 5
- Bateria: 250 mAh

Urządzenie w kolorze białoczerwonym wykonane z tworzywa ABS

Gwarancja 12 miesięcy

Zestaw zawiera: Urządzenie Dermapen ULTIMA N2-W Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt. Zasilacz Kabel Pudełko Plastikowe etui Instrukcja PL