

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/elite-base-line-infuzja-rf-mikro-mask-a-led-p-49320.html>



## ELITE BASE LINE Infuzja RF Mikro Maska LED

Cena	<b>48 720,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038543411</b>
Kod producenta	<b>CNOVER1154</b>
Kod EAN	<b>5907589356205</b>

### Opis produktu

Infuzja tlenowa, fala radiowa, mikrodermabrazja diamentowa, maska świetlna led , to profesjonalne urządzenie kosmetyczne najwyższej jakości. Produkowane przez cenioną w Europie włoską firmę Overline, pod ścisłym nadzorem naukowców z uniwersytetu Medycznego w Ferrarze, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Urządzenie to zostało zaprojektowane w oparciu o zaawansowane technologie. Idealnie dobrane parametry urządzenia oraz przeznaczone do zabiegów kosmetyki ISOL w pełni ze sobą współgrają, umożliwiając w ten sposób pracę na najwyższym poziomie.

To innowacyjne urządzenie przeznaczone jest do zabiegów:

#### INFUZJI TLENOWEJ

Czyli wtłaczania substancji aktywnych w głąb skóry, za pomocą czystego tlenu. Dostarczony tlen działa odżywczo, przeciwzapalnie, antybakteryjnie oraz tonizująco, przyspiesza metabolizm komórkowy, zwiększa napięcie skóry i spowalnia procesy starzenia. Jest to bezpieczna, naturalna i nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry.

Urządzenie wyposażone jest w pompę ze specjalnie opracowanym system membran, dzięki którym uniknięto uciążliwego podłączania butli tlenowej.

#### FAL RADIOWYCH - bipolarna

Zasada działania RF opiera się na wywołaniu efektu termicznego w tkankach (wytworzenia ciepła endogennego). Ciepło wytworzone w skórze stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.

Dzięki temu zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry, poprawia się owal twarzy oraz koloryt skóry.

Wytworzone ciepło w tkankach dodatkowo powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co poprawia się odżywienie i utlenienie skóry, a także jej metabolizm. W efekcie skóra jest bardziej jędrna, a zmarszczki ulegają spłyceniu. Jest to zabieg bezbolesny, podczas którego pacjentowi towarzyszy przyjemne ciepło.

#### MIKRODERMABRAZJI DIAMENTOWEJ

Jest to zabieg mechanicznego ścierania naskórka (jego warstwy rogowej), dzięki któremu likwidujemy drobne zmarszczki, blizny i przebarwienia, stymulujemy mikrokrążenie, zwiększamy absorpcję składników aktywnych z preparatów, normalizujemy pracę gruczołów łojowych, stymulujemy produkcję kolagenu i elastyny.

W urządzeniu zastosowano mikrodermabrazję najnowszej generacji, ze specjalnie zaprojektowaną dyszą, dzięki której nie ma możliwości zrobienia siniaka, tak jak w przypadku nieumiejętnej pracy z klasyczną dyszą. Dodatkowym atutem są jednorazowe głowice z równomiernym nasypem diamentu. Zapewnia to pełną sterylność zabiegu.

#### MASKI ŚWIETLNEJ LED - Światłoterapii

Zabieg ten w zależności od zastosowanej długości fali, wpływa na poprawę elastyczności skóry, zmniejsza stany zapalne, działa kojąco i łagodząco, niweluje napięcie skóry oraz wzmacnia działanie innych zabiegów kosmetycznych. Stymulacja światłem LED jest bezpieczna i skuteczna, nie rozgrzewa skóry, nie powoduje bólu, a pacjent od razu po zabiegu może wrócić do aktywnego trybu życia.