

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/exeo-laser-q-switched-nd-yag-peeling-black-doll-tanio-ss-p-60699.html>



EXEO Laser Q-SWITCHED ND YAG Peeling black doll Tanio! SS!

Cena	42 512,62 zł
Numer katalogowy	1038516791

Opis produktu

EXEO Urządzenie Laser Q-SWITCHED ND YAG

Przewaga nad konkurencyjnymi urządzeniami:

Maksymalna energia: 1500mj

Czas impulsu: 3ns

Zastosowanie:

- usuwanie tatuażu,
- usuwanie makijażu permanentnego,
- usuwanie przebarwień wszystkich typów,
- usuwanie znamion,
- zmniejszanie widoczności naczynek,
- peeling "black doll" (odmłodzenie skóry, oczyszczenie powierzchni skóry i zatkanych porów, stymulacja regeneracji i odnowy skóry)

Usuwanie tatuażu/makijażu permanentnego

Laser neodymowy EXEO Q-SWITCHED skutecznie usuwa tatuaż oraz makijaż permanentny emitując krótkie impulsy światła (poniżej 10 nanosekund)

Impulsy są pochłaniane w sposób selektywny przez barwnik tatuażu. Następuje rozerwania barwnika a jego mikro-fragmenty są wchłaniane przez układ immunologiczny. Każdy kolor barwnika absorbuje inną długość fali. Zabieg jest bezpieczny, precyzyjny i nie wywołuje trwałych obrażeń skóry.

Usuwanie przebarwień wszystkich typów, znamion

Usunięcie przebarwień laserem Q-switch nd yag jest możliwe dzięki wysokiej absorpcji promieni lasera w melaninie. Zabieg pozwala na likwidację przebarwień o różnym kształcie i lokalizacjach. Konieczne jest powtórzenie kilku zabiegów w serii w odstępie od 3 do 4 tygodni. Przebarwienia znikają w całości lub w rzadkich przypadkach częściowo. Po zabiegu konieczne jest stosowanie filtrów faktorem >50.

Usuwanie naczynek

Laser Q-switch nd yag z łatwością penetruje płytko położone naczynia na twarzy i ciele. Hemoglobina pochłania zielone światło lasera poprzez mikrowybuch.

Dochodzi do trwałego zamknięcia naczynia krwionośnego. Niektóre naczynka zamykają się natychmiast, inne wymagają czasu (do 4 tygodni).

Peeling "black doll"

Zabieg polega na "strzałach" promieniem laserowym na skórę twarzy lub dekoltu pokrytej koloidalną pastą węglową.

Drobinki węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności oraz pory skóry, a następnie absorbują energię światła lasera nd yag, która powoduje natychmiastowe odparowanie preparatu wraz z zanieczyszczeniami. Efektem jest oczyszczenie i zwężenie porów skóry, ujednoczenie kolorytu, stymulacja produkcji kolagenu, zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja komórek skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie wydzielania sebum.

Zestaw zawiera 5 filtrów:

1. "Black doll" 1320nm

2. Duże obszary 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego)