

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/fale-radiowe-przenosne-vns-33b-venus-beauty-p-18119.html>



Fale Radiowe Przenośne VNS-33B Venus Beauty

Cena	1 399,39 zł
Numer katalogowy	48101734

Opis produktu

Fale radiowe VNS-T33B mogą służyć zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego (polecamy zwłaszcza kosmetyczkom mobilnym). Urządzenie jest lekkie i ergonomiczne, co pozwala na jego łatwy transport.

Urządzenie wykorzystuje technikę nowatorskiego połączenia fali radiowej bipolarnej ze światłoterapią pdt, zwiększając tym samym efekty zabiegowe.

Radiofrekwencja emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, która działa w obrębie skóry właściwej, pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. Działanie funkcji RF polega na dostarczeniu do głębszych warstw skóry fali elektrycznej. Dociera ona do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala elektromagnetyczna emitowana przez RF ujędrnia i zagęszcza skórę, odwracając skutki starzenia się skóry. Pierwsze efekty są widoczne po około 5-6 tygodniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza.

Funkcje urządzenia:

- podwyższenie temperatury tkanek skóry,
- poprawa funkcjonalności komórek: podskórnych i tkanki mięśniowej,
- poprawa cyrkulacji krwi i limfy,
- wzrost oczyszczania tlenu,
- poprawa metabolizmu,
- zwiększenie substancji odżywczych, przeciwciał, krwinek białych i limfy,
- zwiększenie elastyczności,
- zwiększenie produkcji kolagenu,
- wzrost mięśni,
- efekt chirurgicznego liftingu twarzy,
- ujędrnienie skóry,
- leczenie trądziku.

Dane techniczne:

- częstotliwość fali radiowej: 1Mhz,
- tryb pracy: bipolarny,
- moc fali radiowej: 3W/cm2,
- temperatura podgrzewania tkanek: 58 stopni C,
- częstotliwość fali: ciągła,
- zasilanie: 220V (zasilacz 13,5V DC2A),
- gwarancja: 24miesiące.