

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/ferri-trycho-air-swiatloterapia-galwanizacja-infuzja-plasma-air-beauty-ss-p-60547.html>

BRAK
ZDJĘCIA



FERRI TRYCHO AIR ŚWIATŁOTERAPIA + GALWANIZACJA + INFUZJA PLASMA AIR Beauty SS!

Cena	12 701,61 zł
Numer katalogowy	1038497297

Opis produktu

FERRI TRYCHO ŚWIATŁOTERAPIA + GALWANIZACJA + INFUZJA PLASMA AIR

Światłoterapia

Wiązka światła penetrując skórę i docierając do wnętrza komórki stymuluje zachodzące wewnątrz niej procesy. Skuteczność naświetlania światłem LED można porównać do działania wiązki lasera, jednak zabiegi z wykorzystaniem techniki LED są absolutnie nieinwazyjne, nie naruszają struktury komórek, jedynie stymulują i w naturalny sposób aktywują oraz intensyfikują zachodzące w niej procesy regeneracyjne.

Wskazania:

- terapia trądziku,
- wzmacnianie naczyń krwionośnych,
- przyspieszenie regeneracji skóry,
- stymulacja syntezy kolagenu,
- rozjaśnianie przebarwień,
- łagodzenie podrażnień i przyspieszenie gojenia skóry,
- po zabiegach oczyszczana, mezoterapii mikroigłowej i igłowej.

Kolor niebieski (430-450nm): pomaga wyleczyć istniejące zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu nowych, przez niszczenie bakterii P.acne. Reguluje pracę gruczołów łojowych i obkurcza rozszerzone pory.

Kolor czerwony (650-730nm): stymuluje skórę do wzmożonej produkcji kolagenu i elastyny, co pomaga zredukować zmarszczki i poprawić jędrność skóry. Ma działanie przeciwzapalne i redukuje zaczerwienienia.

Kolor zielony (525-550nm): oddziałuje na melanocyty. Rozjaśnia i redukuje przebarwienia, piegi i plamy starcze. Zmniejsza zmarszczki oraz blizny.

Galwanizacja:

Galwanizacja stymuluje tkanki zwiększając metabolizm komórkowy. Równocześnie służy do jonoforezy, czyli wprowadzania do tkanek substancji podlegających dysocjacji elektrolitycznej. Zabieg urządzeniem do galwanizacji jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Klientka czuje podczas zabiegu delikatne mrowienie.

INFUZJA PLASMA AIR

Infuzja kompresorowa polega na wprowadzaniu preparatów aktywnych do skóry przy pomocy oczyszczonego powietrza (21% tlenu) przez specjalny zespół filtrujący.

Zabieg wykonywany jest aerografem posiadającym pojemnik, który możemy uzupełnić dowolnym preparatem.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie główne,
- Aerograf PLASMA AIR,
- Głowicę do światłoterapii i galwanizacji,
- kabel zasilający,
- wąż ciśnieniowy,
- instrukcję obsługi,
- gwarancję.

DANE TECHNICZNE

Moc	100W
Ciśnienie	4 Bar
Natężenie prądu galwanicznego	0-10mA
Moc diody LED	4mW