

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/kombajn-mobilny-7w1-venus-beauty-p-18290.html>



KOMBAJN MOBILNY 7W1 Venus Beauty

Cena	5 605,60 zł
Numer katalogowy	48101909

Opis produktu

Nowoczesny kombajn kosmetyczny mobilny 7 w 1. Kombajn został wyposażony w stojak na akcesoria oraz wygodną rączkę do przenoszenia urządzenia.

Funkcje urządzenia:

- Mikrodermabrazja
- Vacuum
- Spray
- Galwanizacja
- Brusher
- Darsonval
- Ultradźwięki

Mikrodermabrazja

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Vacuum i spray

Vacuum & Spray to funkcje służące do masażu próżniowego twarzy, drenażu limfatycznego twarzy, szyi, dekoltu oraz rozpylania płynów, np. toniku podczas zabiegu kawitacji. Spray służy do wytwarzania przyjemnej, odświeżającej mgiełki w czasie zabiegów kosmetycznych.

Galwanizacja

Galwanizacja pomaga wyciszyć skórę po zabiegu oczyszczania, pobudza krążenie skóry, działa korzystnie na cerę dojrzałą. Wskazaniem do stosowania są nerwobóle, trądzik różowaty czy teleangiektazje (tzw. pajęczki). Galwanizacja poprawia napięcie mięśni, ożywia zmęczoną cerę, zmiękcza skórę i pomaga w jej oczyszczaniu.

Brusher

Działanie obrotowej szczotki polega na łagodnym i skutecznym usuwaniu martwego naskórka i zanieczyszczeń oraz przyspieszaniu metabolizmu skóry poprzez masaż szczotką.

Darsonval

Darsonval jest urządzeniem kosmetycznym służącym do terapii i masażu z wykorzystaniem prądów prądów wysokiej częstotliwości. Aparat wyposażony jest w 4 szklane elektrody (grzebień, Haczyk, grzybel, łyżka). Podczas kontaktu szklanej elektrody ze skórą dochodzi do iskrzenia i ma to pobudzający wpływ na skórę, tkanki podskórne i mięśnie. Prądy Darsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania. Darsonval posiada działanie bakteriobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych. Darsonval doskonale łączy się z zabiegami regeneracyjnymi skóry.

Ultradźwięki

Fala ultradźwiękowa wywołuje w tkankach wiele procesów fizykochemicznych : działa katalitycznie, powoduje procesy utleniania, wzrost szybkości dyfuzji przez błony biologiczne, zmienia pH w kierunku zasadowym, przyspiesza rozkład białek, zwiększa przewodność elementów koloidów tkankowych. Ultradźwięki zostały wprowadzone w 1980r. wtedy też stały się bardzo popularne i powszechnie stosowane w kosmetyce i leczeniu. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki penetruje głębiej tkankę, aby odprężyć skórę i mięśnie, podczas gdy głęboki delikatny masaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek.

Zestaw zawiera:

- urządzenie główne,
- zestaw 9 głowic i 3 dysz do mikrodermabrazji diamentowej,
- głowicę vacuum (twarz),
- głowicę do galwanizacji (roller),
- głowicę do galwanizacji (kulka),
- głowicę brushera,
- końcówki do brushera (5szt),
- głowicę do darsonwalizacji,
- 4 peloty do darsonwala,
- głowica ultradźwiękowa (twarz),
- głowica ultradźwiękowa (okolice oka).

Dane techniczne:

- napięcie: 220-230V,
- częstotliwość: 50-60Hz,
- pobór mocy: 50W,
- częstotliwość ultradźwięków: 1Mhz,
- maksymalne podciśnienie: 68cmHg,
- moc Darsonwala 10W,
- waga: 5kg.