

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/kombajn-mobilny-kosmetyczny-7w1-beauty-tanio-ss-p-60612.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Kombajn mobilny kosmetyczny 7w1 BEAUTY Tanio! SS!

Cena	<b>4 982,05 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038515242</b>

### Opis produktu

#### **Nowoczesny kombajn kosmetyczny mobilny 7 w 1.**

Kombajn został wyposażony w stojak na akcesoria oraz wygodną rączkę do przenoszenia urządzenia.

#### **Funkcje urządzenia:**

- Mikrodermabrazja
- Vacuum
- Spray
- Galwanizacja
- Brusher
- Darsonval
- Ultradźwięki

#### **Mikrodermabrazja**

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

#### **Vacuum i spray**

Vacuum & Spray to funkcje służące do masażu próżniowego twarzy, drenażu limfatycznego twarzy, szyi, dekoltu oraz rozpylania płynów, np. toniku podczas zabiegu kawitacji. Spray służy do wytwarzania przyjemnej, odświeżającej mgiełki w czasie zabiegów kosmetycznych.

#### **Galwanizacja**

Galwanizacja pomaga wyciszyć skórę po zabiegu oczyszczania, pobudza krążenie skóry, działa korzystnie na cerę dojrzałą. Wskazaniem do stosowania są nerwobóle, trądzik różowaty czy teleangiektazje (tzw. pajęczki). Galwanizacja poprawia napięcie mięśni, ożywia zmęczoną cerę, zmiękcza skórę i pomaga w jej oczyszczaniu.

#### **Brusher**

Działanie obrotowej szczotki polega na łagodnym i skutecznym usuwaniu martwego naskórka i zanieczyszczeń oraz przyspieszaniu metabolizmu skóry poprzez masaż szczotką.

#### **Darsonval**

Darsonval jest urządzeniem kosmetycznym służącym do terapii i masażu z wykorzystaniem prądów prądów wysokiej częstotliwości. Aparat wyposażony jest w 4 szklane elektrody (grzebień, Haczyk, grzybel, łyżka). Podczas kontaktu szklanej elektrody ze skórą dochodzi do iskrzenia i ma to pobudzający wpływ na skórę, tkanki podskórne i mięśnie. Prądy Darsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania. Darsonval posiada działanie bakteriobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych. Darsonval doskonale łączy się z zabiegami regeneracyjnymi skóry.

#### **Ultradźwięki**

Fala ultradźwiękowa wywołuje w tkankach wiele procesów fizykochemicznych : działa katalitycznie, powoduje procesy

---

utleniania, wzrost szybkości dyfuzji przez błony biologiczne, zmienia pH w kierunku zasadowym, przyspiesza rozkład białek, zwiększa przewodność elementów koloidów tkankowych. Ultradźwięki zostały wprowadzone w 1980r. wtedy też stały się bardzo popularne i powszechnie stosowane kosmetyce i lecznictwie. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki penetruje głębiej tkankę, aby odprężyć skórę i mięśnie, podczas gdy głęboki delikatny masaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek.

## Zestaw zawiera:

- urządzenie główne,
- zestaw 9 głowic i 3 dysz do mikrodermabrazji diamentowej,
- głowicę vacuum (twarz),
- głowicę do galwanizacji (roller),
- głowicę do galwanizacji (kulka),
- głowicę brushera,
- końcówki do brushera (5szt),
- głowicę do darsonwalizacji,
- 4 peloty do darsonwala,
- głowica ultradźwiękowa (twarz),
- głowica ultradźwiękowa (okolice oka).

## DANE TECHNICZNE

<b>napięcie</b>	220-230V
<b>częstotliwość</b>	50-60Hz
<b>pobór mocy</b>	50W
<b>częstotliwość ultradźwięków</b>	1Mhz
<b>maksymalne podciśnienie</b>	68cmhg
<b>moc Darsonwala</b>	10W
<b>waga</b>	5kg