

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/mezoterapia-beziglowa-biolifting-fotony-super-ss-p-60408.html>



Mezoterapia bezigłowa Biolifting Fotony Super! SS!

Cena

3 557,32 zł

Numer katalogowy

1038515231

Opis produktu

Mezoterapia bezigłowa Biolifting Fotony

Nowoczesne urządzenie do mezoterapii bezigłowej, światłoterapii, mikroprądów oraz bioliftingu.

Aparat dzięki małym rozmiarom znakomicie sprawdzi się w gabinecie kosmetycznych jak i w pracy mobilnej kosmetyczki dojeżdżającej do klientek. Nowoczesny design urządzenia idealnie komponować się będzie w każdym wnętrzu.

Mezoterapia bezigłowa to zabieg najnowszej generacji, który polega na bezbolesnym wprowadzeniu substancji aktywnych w głąb skóry. System został opracowany z myślą o regeneracji skóry, jej naprawie i stosuje się do odmładzania skóry, całkowicie bezbolesnego usuwania zmarszczek a także znajduje zastosowanie w zwalczaniu cellulitu. Mezoterapia bezigłowa zapewnia skuteczne leczenie, poprzez całkowite pozbycie się tradycyjnych igieł i wstrzykiwania mikroigły.

Zabieg powoduje głębokie nawodnienie skóry, polepsza jej elastyczność, stymuluje układ limfatyczny i zapewnia długotrwały efekt poprawy jędrności skóry. Mezoterapię osiąga się za pomocą dwóch głównych czynników: prądu impulsowego elektroforezy i bardzo odmładzających produktów odżywczych. Efekty po zabiegu mezoterapii bezigłowej utrzymują się przez kilkanaście dni. Zalecana jest seria około 6 zabiegów co 2-3 tygodnie.

Wskazania do mezoterapii:

- zwiotczenie skóry,
- profilaktyka przeciwzmarszczkowa,
- zapobieganie wypadaniu włosów,
- cellulit (uda, brzuch, pośladki),
- roztępy.

Działanie mezoterapii bezigłowej:

- błyskawiczny lifting,
- redukcja zmarszczek i bruzd,
- likwidowanie "worków" pod oczami,
- nawilżenie i dotlenienie skóry,
- wspomaganie zabiegów antycellulitowych i wyszczuplających.

Zalety mezoterapii bezigłowej:

- widoczne natychmiastowe efekty już po 1 zabiegu,
- wysoki komfort i krótki czas zabiegu,
- brak skutków ubocznych.

Biolifting poprawia kontur twarzy, wyszczupla, likwiduje zmarszczki, usuwa sińce, liftinguje skórę wokół oczu, poprawia cyrkulację krwi i metabolizm, usuwa toksyny z organizmu oraz nawilża skórę. Zabieg przy pomocy urządzenia zwiększa kurczliwość włókien mięśniowych, co znacząco wpływa na wygładzenie skóry oraz likwidację zmarszczek. Poprawia również cyrkulację krwi i limfy, działając regenerująco, odżywczo i dotleniająco, usprawniając zarazem wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody. W trakcie zabiegu mikroprądy powodują również efekt jonizacji, wspomagający działanie preparatów kosmetycznych, które penetrują komórki, dostarczając im odpowiednią dawkę nawilżenia oraz substancji odżywczych.

Światłoterapia za pośrednictwem energii fotonicznej aktywuje cząsteczki fotoreaktywne w celu wytworzenia wolnych rodników stymulujących metabolizm komórkowy i naprawę tkanek. Światłoterapia odnawia skórę, jest pomocna w leczeniu

trędziku, zamazywania blizn, działa przeciwbakteryjnie.

Mikroprądy to rodzaj elektrostymulacji, która niezwykle aktywnie pobudza odbudowę włókien kolagenu i elastyny, wygładza skórę, zwiększa kurczliwość włókien mięśniowych oraz usprawnia wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody. Poprawiają cyrkulację krwi i limfy, co wpływa odżywczo i dotleniająco. Przyspieszają rozkład kwasu mlekowego i substancji odpowiedzialnych za odczuwanie bólu (bradykininy i histaminy), zwiększają proces syntezy protein i przyspieszają proces zdrowienia tkanek. Procesy zachodzące z wykorzystaniem mikroprądów w sposób niezwykle aktywny pobudzają regenerację wygładzenie skóry. Mikroprądy usprawniają wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody, poprawiają estetykę wyglądu skóry, która staje się gładza i jaśniejsza. Posiadają właściwości regeneracyjne oraz wzmacniające metabolizm skóry i tkanki mięśniowej. Pod wpływem prądów następuje przyspieszenie odnowy komórkowej o 35% (regeneracja skóry następuje 3,5 razy szybciej). Działanie liftingowe jest długotrwałe i efektywne.

DANE TECHNICZNE

napięcie	220-230V
pobór mocy	10W
częstotliwość	50-60Hz
natężenie	50mA
maksymalne	
wymiary	30x21x5cm