

BRAK
ZDJĘCIA



POLDERMA Liposukcja VACUUM + RF BEAUTY Tanio! SS!

Cena	21 168,22 zł
Numer katalogowy	1038516786

Opis produktu

POLDERMA Liposukcja VACUUM + RF Przewaga:

- Spektakularne parametry wyjściowe,
- Połączenie fali radiowej bipolarnej i liposukcji ultradźwiękowej w jednym urządzeniu,

-Czytelny, polski interfejs. **Zalety:**

- Jednoczesne oddziaływanie na tkankę tłuszczową i skórę właściwą,
- spektakularne efekty zabiegowe,
- urządzenie całkowicie nieinwazyjne.

Fala radiowa kontaktowa (1-10Mhz, 150W)

jest rodzajem widma elektromagnetycznego. Podczas działania RF na skórze, włókna kolagenu ogrzewają się do 45 ° C -65 ° C. Następnie włókna kolagenowe kurczą się, niwelując zwiotczałą skórę i stymulują kolagen. RF pozostawia warstwę skóry właściwej jędrną i elastyczną oraz usuwa zmarszczki. **Zastosowanie:**

- spłycenia zmarszczek,
- poprawienia owalu twarzy,
- redukcji obrzęków pod oczami,
- redukcji podbródka,
- uniesienia opadających powiek,
- likwidacji obwisłych policzków. **Liposukcja ultradźwiękowa (40Khz, 100W)** Poprzez działanie fali ultradźwiękowej o określonej, stałej częstotliwości 40Khz wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbicie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są

głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion. **Zastosowanie:**

- niwelacja tkanki tłuszczowej,
- odmłodzenie i regeneracja,
- dotlenienie i odżywienie tkanek,
- modelowanie partii ciała. **Zestaw zawiera:**

- Urządzenie główne,
- głowicę liposukcji ultradźwiękowej,
- głowicę fali radiowej bipolarnej,
- kabel zasilający,
- instrukcję,

-gwarancję. **DANE TECHNICZNE** Fala radiowa: Typ-Bipolar Częstotliwość- 1Mhz i 10Mhz Energia- 100J Moc wyjściowa - 150W Tryby- ciągle i przerywany Długość pulsu- 0.5s Długość przerwy- 0.5s Średnica głowicy- 8cm Liposukcja ultradźwiękowa: Częstotliwość- 40Khz Moc wyjściowa - 100W Średnica głowicy- 8cm