

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-classic-multi-4w1-msuh-p-28158.html>



## URZĄDZENIE CLASSIC MULTI 4w1 M+S+U+H

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>8 971,70 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>1038519041</b>    |
| Kod producenta   | <b>AC100682</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906717401084</b> |

### Opis produktu

Urządzenie kosmetyczne CLASSIC GIOVANNI  
Beauty Instrument 4 w 1

- mikrodermabrazja
- ultradźwięki
- głowica ciepło - zimno
- peeling kawitacyjny
- sonoforeza

Awangardowa, opływowa obudowa zdecydowanie podnosi prezentację gabinetu kosmetycznego. Intuicyjny panel sterowania z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem umożliwia szybką i łatwą obsługę, która pozwoli na podniesienie jakości proponowanych usług. Urządzenie posiada podwójny filtr mikrodermabrazji oraz stalowe dysze do głowic. Peeling kawitacyjny wykorzystuje wielokierunkowe działanie technologii ultradźwiękowej. Już po pierwszym zabiegu z użyciem sprzętu Giovanni widać rozpromienienie, odmłodzenie skóry. Dostępne w wersji białej.

W skład urządzenia wchodzi:

- baza
  - diamentowe głowice do mikrodermabrazji 9 szt. o różnej wielkości i gradacji
  - dysze do głowic 3 szt.
  - wężyk do mikrodermabrazji
  - opakowanie filtrów siateczkowych
  - głowice do ultradźwięków 3 szt.
  - młotek ciepło - zimno
  - szpatuła do kawitacji
  - przewód zasilający
  - instrukcja
  - gwarancja
- Dane techniczne:
- napięcie 220-240 V / 50-60 Hz
  - moc 100 W
  - głowica ciepło-zimno - temperatura minimalna 10-15 st.C, maksymalna 34-39 st.C
  - częstotliwość peelingu kawitacyjnego 25-28kHz
  - współczynnik wypełnienia sonoforezy 30-80%
  - częstotliwość ultradźwięków 1MHz
  - współczynnik wypełnienia ultradźwięków 80%
  - moc siły ssącej mikrodermabrazji 65cmHg
  - wymiary urządzenia dł. 48 x szer. 31 x wys. 13 cm
  - wymiary opakowania 54 x 40 x 23 cm
  - waga z opakowaniem 8,5 kg
  - ilość opakowań 1

Oferujemy dogodny system ratalny.

---

Zobacz prezentację 360 klikając na poniższą ikonę