

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-kosmetyczne-elektrostymulacja-xilia-p-44298.html>



.Urządzenie kosmetyczne elektrostymulacja XILIA .

Cena

9 982,56 zł

Numer katalogowy

1038477825

Opis produktu

Elektrostymulacja Xilia 722 wykorzystuje prądy impulsowe o małej częstotliwości w celu wywołania skurczu mięśni. Mięśnie pobudzone przez mikroprądy mogą wykonać do 1200 ruchów na godzinę, tyle co sześciogodzinny wysiłek fizyczny. Zabieg ma na celu redukcję tkanki tłuszczowej oraz cellulitu, zwiększenie objętości mięśni oraz ujędrnienie ciała. Jest to skuteczna metoda walki z nadwagą i modelowaniem sylwetki jaka jest wykorzystywana w kosmetyce. Pozwala na zmniejszenie objętości ciała nawet o 20 cm. Zabieg polega na podpięciu odpowiednich elektrod do ciała klienta. Ustawieniu parametrów i programu. Intensywność impulsu dobiera się do odczuć klienta. Elektrostymulacja stymuluje pracę mięśni za pomocą prądu który przepływa przez elektrody umieszczone na ciele lub twarzy.

Zabieg elektrostymulacji pobudza tkanki zewnętrzne, jak również penetruje w głąb skóry. Zwiększa krążenie krwi oraz przemianę materii, redukuje ilość podskórnej tkanki tłuszczowej. Efekty jakie daje stosowanie zabiegu w serii to wzmocnienie mięśni, ujędrnienie, uelastycznienie skóry, rewelacyjny w zwalczaniu otyłości, po nagłym schudnięciu oraz w celu wzmocnienia mięśni u sportowców. Pobudza podskórną tkankę łączną, łagodzi ból i napięcie, wpływa korzystnie na zwiótczenia i przykurcze mięśni.

Elektrostymulacja XILIA 722 STIMOL to włoskiej produkcji sprzęt przeznaczony do stymulacji mięśni, który posiada 15 automatycznie zaprogramowanych programów przeznaczonych do kształtowania sylwetki, drenażu, likwidacji cellulitu, relaksu, treningu sportowego oraz wzrostu masy mięśniowej. Prosta obsługa i nowoczesna technologia sprawia, iż w szybki i łatwy sposób możemy uzyskać zgrabną sylwetkę. Xilia 722 posiada 8 samoprzylepnych wygodnych elektrod na ciało oraz 30 jednorazowych elektrod na twarz. Jednorazowe elektrody dają klientom poczucie czystości i sterylności oraz podnoszą jakość zabiegu i prestiż salonu. Urządzenie po podłączeniu i przygotowaniu klienta do zabiegu nie wymagana już żadnej obsługi ze strony kosmetyczki. Po zakończeniu zabiegu sygnał dźwiękowy poinformuje nas że zabieg się zakończył. Daje nam to możliwość wykonania w tym samym czasie innego zabiegu lub obsługi innego klienta. W urządzeniu została zastosowana technologia delikatnego wzrostu intensywności impulsów elektrycznych. Ta innowacyjna technologia elektrostymulacji, w odróżnieniu od innych tego typu urządzeń pozwala na przeprowadzanie bezpiecznych zabiegów, podczas których klient nie czuje dyskomfortu powodowanego nagłym skurczem mięśni. Xilia 722 STIMOL to urządzenie o szerokim spektrum zabiegów niespotykanych w innych konkurencyjnych urządzeniach.

Urządzenie umożliwia wykonanie 15 różnych zabiegów:

- Cellulit na udach
- Cellulit na pośladkach
- Cellulit na brzuchu
- Wyszczuplanie
- Tonowanie uda
- Tonowanie pośladków
- Tonowanie mięśni brzucha
- Drenaż górnej części
- Drenaż górnej części pleców
- Ujędrnienie piersi
- Ujędrnienie mięśni grzbietu
- Ujędrnienie mięśni brzucha
- Tonowanie twarzy
- Trening sportowy
- Delikatny wzrost masy mięśniowej

Zastosowanie:

Odpowiednio zaprogramowane, zarówno pod względem czasu trwania i intensywności impulsy elektryczne mogą być używane do wielu zastosowań: w fizjoterpii w zabiegach na uszkodzone mięśnie, w sporcie, gdzie elektro-stymulacja jest połączona ze

zwykłym treningiem fizycznym pozwala na lepsze wyniki sportowe. W terapii przeciwbólowej, aby zwalczyć ból fizyczny, w zabiegach kosmetycznych do poprawy rzeźby ciała oraz ujędrnienia. W związku z tym, można powiedzieć, że elektrostymulacja służy do różnych celów i może przyczynić się do uzyskania wielu rezultatów, jednakże w celu osiągnięcia pożądanego wyniku, każdy zabieg musi być prowadzony przy użyciu odpowiedniego rodzaju prądu i częstotliwości.

Elementy składowe:

- przewód zasilający 230 V 50-60 Hz. - 1szt. CODE CAVO.012
- samoprzylepne elektrody 52 x 90 (4 pz) - 2 opakowania CODE OVER9025CF
- 2-żyłowe przewody do podłączania elektrod - 4 szt. CODE OVER9369
- elektrody jednorazowych na twarz - 30szt. OVER9030
- żółte płytki ze skóry - 8 szt. COD OVER 9015 60x80mm
- pasy o długości 100cm - 2 sztuk CODE OVER 9043
- pasy o długości 60cm - 2 szt. CODE OVER 9041
- instrukcja obsługi - 1 szt.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 230 Volt 50/60 Hz
- Pobór mocy: 25 W
- Rozmiar: d: 480 mm w: 1400 mm sz:520 mm