

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-oczyszczanie-wodorowe-yoshida-5w1-h5020-p-72591.html>



## URZĄDZENIE OCZYSZCZANIE WODOROWE YOSHIDA 5W1 H5020

Cena	<b>40 670,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038524906</b>
Kod producenta	<b>AC123445</b>
Kod EAN	<b>5906717413063</b>

### Opis produktu

Nowość na rynku!

Peeling wodorowy Yoshida jest innowacyjnym urządzeniem łączącym w sobie najskuteczniejsze technologie do rewitalizacji skóry.

#### Urządzenie zawiera:

peeling wodorowy  
oczyszczanie wodne  
spray  
ultradźwięki  
fale radiowe  
głowica ciepło zimno

#### Peeling wodorowy

Zastosowanie technologii uwodornienia wody daje możliwości nie tylko oczyszczające, ale także opóźniające procesy starzenia. Dodatkowa cząsteczka wodoru wychwytuje na powierzchni skóry wolne cząsteczki tlenu (wolne rodniki) i łączy się w cząsteczkę wody, nieszkodliwą dla skóry i organizmu. Przeprowadzanie tego zabiegu w serii daje spektakularne efekty odmłodzenia, rozjaśnienia skóry. Dzięki specjalnym końcówkom efekt oczyszczający jest bardzo dokładny, a zabieg można przeprowadzić nawet na delikatnej i wrażliwej skórze. To prawdziwa rewolucja na rynku kosmetycznym.

#### Oczyszczanie wodne

W przypadku, kiedy nie włączymy opcji uwodornienia wody w urządzeniu, przeprowadzić można peeling za pomocą wody z funkcją zassania. Zalecane jest użycie wody mineralnej. Oczyszczanie jest dokładnym, higienicznym sposobem usuwania martwych komórek naskórka.

#### Spray

Funkcja spray pozwala aplikować substancje aktywne na skórze w bardzo higieniczny i wygodny sposób. Dzięki tej funkcji preparat zostanie nałożony równomiernie i w odpowiedniej ilości.

#### Ultradźwięki

W kolejnym etapie wykorzystujemy ultradźwięki o wysokiej częstotliwości. Urządzenie kontroluje ilość i głębokość wprowadzania substancji aktywnej do skóry. Ultradźwięki powodują lepsze nawilżenie skóry, jej odżywienie i regenerację. Preparaty docierają do głębokich warstw naskórka, zapobiega to ulatnianiu się substancji aktywnych.

#### Fale radiowe

Użycie fal radiowych powoduje wytworzenie ciepła endogennego w skórze, podgrzanie włókien kolagenowych i elastynowych do temperatury 45-57 stopni Celsjusza. W efekcie włókna się skracają, daje to efekt niechirurgicznego liftingu skóry. Fale radiowe stymulują wzrost fibroblastów, dzięki temu skóra się zagęszcza i zmniejsza się problem widoczności rumienia. Do wyboru trzy rodzaje fali oraz różna moc działania głowicy.

#### Głowica ciepło zimno

---

Technologia wykorzystująca zmianę temperatur w głowicy. W opcji ustawienia wybieramy chłodzenie lub grzanie. Zakres temperatur głowicy gorącej to 40-55 stopni Celsjusza, zakres temperatur w głowicy zimnej to 15-20 stopni Celsjusza. Młotek ciepło - zimno stymuluje skórę do lepszego funkcjonowania, poprawia jej kondycję, stymuluje naczynia krwionośne do pracy. Pozwala to zmniejszyć problemy z rumieniem, zahartować naczynia krwionośne, schłodzić skórę po mocnych zabiegach stymulujących lub na początku zabiegu rozszerzyć pory i rozgrzać tkankę przy pomocy masek rozpuszczających.

Połączenie wszystkich technologii zawartych w urządzeniu pozwala na kompleksową rewitalizację skóry i spektakularne efekty pozabiegowe.

**Dane techniczne urządzenia :**

Napięcie znamionowe/Moc AC 100-120V □ AC 220-240V □

Częstotliwość robocza 50/60Hz

Moc znamionowa 190W

Wymiar (LXWXH) 61\*41\*90.1cm

Waga 50Kg