Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:12

Link do produktu: https://hurtpro.eu/urzadzenie-kosmetyczne-mikrodermabrazja-xilia-821-p-28313.html



Urządzenie kosmetyczne mikrodermabrazja XILIA 821

Cena	**8 021,70 zł**
Numer katalogowy	**1038542557**
Kod producenta	**CNXILIA821**
Kod EAN	**5907589355451**

Opis produktu

Oferujemy profesjonalne urządzenie cenionej w Europie włoskiej firmy Over Line do przeprowadzania całkowicie bezbolesnego i przyjemnego dla pacjenta zabiegu mikrodermabrazji. Złuszczanie zrogowaciałego naskórka za pomocą Diamond Dermabrasion jest nie tylko bardzo proste, ale także pozwala w szybkim tempie uzyskać efekt gładkiej i promiennej cery. Głowice o różnej gradacji umożliwiają dostosowanie zabiegu do różnych rodzajów skóry. Urządzenie do mikrodermabrazji pozwala zlikwidować drobne zmarszczki, blizny, ale także zniwelować rozstępy i przebarwienia. Maszyna wyposażona jest dodatkowo w plastikowe głowice ssące, pomocne przy oczyszczaniu, polepszeniu krążenia krwi, a także delikatny drenaż - vaccum oraz funkcję spray. Dzięki temu rozprowadzanie olejków i toników na skórze jest łatwe i przyjemne. Oferowane urządzenie do mikrodermabrazji doskonale wkomponuje się w przestrzeń każdego gabinetu kosmetycznego, czy salonu Spa & Wellness Urządzenie do mikrodermabrazji posiada wymienne głowice oznaczone różnorodnymi kolorami odpowiadającymi konkretnym rodzajom skóry. Głowice są jednorazowe, co zapewnia maksymalną higienę przeprowadzanych zabiegów. Każdy klient ma stuprocentową pewność, że zabieg jest całkowicie bezpieczny, a kosmetyczka nie martwi się o sterylizację głowic. Głowice są wyjątkowo delikatne przez co nie powodują uszkodzenia naskórka.

Zastosowanie:
- do zwalczania blizn,
- suchości skóry,
- łojotoku,
- rozszerzonych porów,
- przebarwień,
- likwidacji drobnych zmarszczek,
- ujednolicenia kolorytu,
- odmładzania i pojędrniania skóry
- do zwalczania rozstępów.

Przeciwwskazania:
- zakażenia wirusowe,
- grzybicze, bakteryjne skóry,
- trądzik krostkowy,
- trądzik różowaty,
- skóra powiek,
- terapia przeciwtrądzikowa
- nowotwory.

Sposób użycia:
Aby wykonać zabieg vaccum należy do szklanej butli wlać tonik lub olejek, skierować w kierunku twarzy klienta w odległości około 20 cm i rozpylić na twarz. Zabieg z wykorzystaniem głowic ssących polega na nałożeniu odpowiedniej końcówki na gumowy wężyk, ustawieniu ciśnienia i przyłożeniu do skóry uprzednio rozpulchnionej wapozonem.

Zabieg mikrodermabrazji: oczyszczamy twarz klienta, następnie włączamy aparaturę, nakładamy sterylną nakładkę (głowicę), ustawiamy siłę ciśnienia. Następnie przystawiamy dyszę do części ciała klienta i zaczynamy zabieg przesuwając głowicą po skórze bez zasysania. Po chwili dopiero dołączamy zasysanie. Czas trwania zabiegu około 15- 20 minut, wykonujemy go, co 7-10 dni, w serii do 6 zabiegów. Może wystąpić delikatne zaczerwienienie na skórze. Zabieg możemy wykonać na twarzy lub ciele.

Elementy składowe:
- baza,

- gumowy wężyk z dyszą do mikrodermabrazji i wymiennymi głowicami,
- gumowy wężyk ze szklaną butelką do vaccum,
- gumowy wężyk do plastikowych głowic ssących,
- instrukcja obsługi

Parametry techniczne:
- Zasilanie: 230V 50/60 Hz
- Pobór mocy: 50VA
- Wymiary: 390x360x145mm